

Электрический подъемник для инвалидов «КУРАТОР», модель 3710000

Техническое описание



Универсальный, передвижной, поворотный, с различными вариантами фиксации: к стене при помощи различных кронштейнов (в зависимости от материала стены, например, бетон, кирпич, гипсолит и др.), к полу при помощи различных выносных стоек (в зависимости от расположения крепления).

Предназначен для обслуживания пациентов с нарушением опорно-двигательных функций. Особая конструкция подъемника позволяет полноценно использовать его в малогабаритных квартирах, в ванне, туалете, в стационарах, в бассейне и др.

Подъемник легко управляется как вспомогательным лицом, так и самим пользователем (подъем-опускание) без посторонней помощи при помощи



пульта или кнопок на подъемнике.

Подъемник оснащен мощным мотором 230 В/50 Гц, 180 Вт/0,8 А, с большой грузоподъемностью в 140 кг.

Большой радиус поворота штанги подъемника в 180°.

Легкое управление при помощи пульта или кнопок на самом подъемнике.

При отключении электричества переходит на мануальное (ручное) управление.

В комплект к подъемнику входят дополнительные крепления-кронштейны.

Подъемник легко транспортируется (при помощи третьего колеса на штанге) и легко крепится (прищелкивается) к специально установленным креплениям-кронштейнам в комнатах, кухне, ванне, туалете и др.

Подъемник оснащен специальной универсальной подвеской, пригодной как для стандартного использования, так и использования в воде. В зависимости от заболевания для пользователей подбираются индивидуальные подвески (с подголовником при повреждении шейных отделов позвоночника и др).



Комплектуется паспортом и подробной инструкцией по эксплуатации на русском языке.

Механическое аварийное опускание согласно нормам DIN EN ISO 10535, EN 12182, EN 60601-1, EN 60601-1, TÜV, CE



Технические характеристики:

Грузоподъемность	140 кг
Скорость подъема	20 мм/сек
Привод	230 В/ 50 Гц/180Вт/0,8 А
Класс защиты	IP 56
Подключение	3,5 м кабель с вилкой
Цвет	белый, порошковая эмаль
Вес	20 кг

