

 **MEYRA**[®]



inspire joy of life

XXL
PRODUKTE

INHALT

XXL



EUROCHAIR² XXL
2.850
SEITE 3



iCHAIR XXL
1.614
SEITE 4



KATAPULTSITZ UPLIFT XXL
SEITE 5



TOILETTENSTÜTZGESTELL XXL
SEITE 8




DUSCHHOCKER MIT ARMLEHNEN XXL
SEITE 9



ALPHA RUTSCHBRETT
SEITE 10



ALPHA DREHSCHIBE
SEITE 11



ALPHA GLEITMATTEN
SEITE 12



ALPHA OFFENE GLEITMATTE CAREMASTER
SEITE 13



TECHNISCHE DATEN
ALLE TECHNISCHE DETAILS AUF EINEN BLICK
AB SEITE 15 ODER AUF DER PRODUKTSEITE

VERSTÄRKTE AUSFÜHRUNG

XXL



EUROCHAIR²
XXL
2.850



EUROCHAIR² XXL – DER EUROCHAIR-KLASSIKER IN DER XXL-VERSORGUNG

- maximale Stabilität für große und schwere Nutzer bis 200 kg
- für den aktiven, dauerhaften Alltagsgebrauch
- verstärkte Komponenten z.B. Sitz- und Rückengurt
- Vollausstattungsstuhl
- vielseitig einsetzbar und individuell anpassbar
- Faltrollstuhl mit starren Rahmenverbindungselementen und Doppelschere
- höhenverstellbare Seitenteile mit tiefeinstellbaren Armauflagen
- durchgehendes Fußbrett und querliegende Schiebestange



Für Personentransport geeignet.
Geprüft nach ISO 7176-19
(max. Nutzergewicht 200 kg)

UNTERSTÜTZUNG IM ALLTAG



iCHAIR XXL – BESONDERS STABIL BIS 250 KG NUTZERGEWICHT

- verstärkte Komponenten
- zwei kraftvolle 350 Watt Motoren
- ideale Versorgung mit großer Sitzbreite bis 77 cm
- elektrische Verstellungen, wie z.B. Beinstütze und Rückenwinkelverstellung
- ErgoSeat Sitzsystem und externe Systeme zur individuellen Anpassung integrierbar
- Bedienmodul mit großem 3,5“-LCD-Farb-Display und integriertem Infrarot/Bluetooth zur einfachen Smartphone- und Umfeldsteuerung



iCHAIR
XXL
1.614



KATAPULTSITZ UPLIFT XXL

- bis 160 kg belastbar
- Textilbezug
- komfortabel gepolstert
- Liftfunktion für 4 Gewichtsklassen einstellbar
- robuste Ausführung
- praktisch für jeden Stuhl oder gerade Unterlage geeignet
- normale Sitzhöhe um 10 cm erhöht
- ohne Strom mit Gasdruckstoßdämpfer

KATAPULT-
SITZ UPLIFT



Katapultsitz Uplift	
Bestellnummer	38 01 30 1
Sitzhöhe in mm	+ 100
Sitzfläche in mm	400 x 450
Belastbarkeit in kg	160
Körpergewichtsklassen in kg	90, 115, 130, 160
Gewicht in kg	3,7



SICHER
UNTERWEGS

SICHERHEIT IM BAD

TOILETTENSTÜTZGESTELL XXL

- robuste Konstruktion
- rutschsichere GummifüÙe
- rostfrei dank Kunststoffbeschichtung

TOILETTEN-
STÜTZ-
GESTELL
XXL



DUSCHHOCKER MIT ARMLEHNEN XXL

- sehr stabile Ausführung
- mit komfortabler Rückenlehne erhältlich
- rostfrei dank Kunststoffbeschichtung
- Sitzfläche und Rücken aus Aluminium
- GummifüÙe für Rutschsicherheit

DUSCH-
HOCKER MIT
ARMLEHNEN
XXL



	Toilettenstützgestell XXL	Duschhocker mit Arm- lehnen XXL
Bestellnummer	30 18 01 2	30 18 00 2
Breite in mm	600 ¹⁾ / 670 ²⁾	670 600 (zwischen den Armlehnen)
Tiefe in mm		670
Sitzbreite in mm	360 x 450	
Sitzhöhe in mm	550	550
Öffnung in mm	220 x 350	
Gewicht in kg	11,8	14,8
Höhe in mm	230 (Armlehnen)	230 (Armlehnen)
Länge FixierfüÙe in mm		
Sitzfläche in mm	600 x 440	600 x 440
Belastbarkeit in kg	200	200

¹⁾innen
²⁾auÙen

EINFACHER TRANSFER

ALPHA RUTSCHBRETT

- sehr glatte Oberfläche
- minimiert den Reibungswiderstand
- Antirutschstreifen auf der Rückseite
- längs zweimal knickbar, um die Stabilität zu erhöhen

WEITERE
ALPHA-PRODUKTE
FINDEN SIE AUF
WWW.MEYRA.DE


ALPHA
RUTSCH
BRETT



ALPHA DREHSCHEIBE

- zwei Scheiben mit einer Gleitebene
- rutschfeste Oberfläche
- inkl. Griff zum Transport
- auch für den Nassbereich geeignet

ALPHA
DREH-
SCHEIBE



	ALPHA Rutschbrett		ALPHA Drehscheibe
Bestellnummer	38 10 00 1	38 10 00 2	38 10 02 4
HMV-Nr.	22.29.01.3000		22.29.01.0005
Maße in mm	330 x 600	330 x 750	Ø 400
Farbe	schwarz		grau
Material	Polypropylen		Polypropylen
Belastbarkeit in kg	200		200

SICHERE UMLAGERUNG

ALPHA GLEITMATTEN

- verschiebbarer Endlosschlauch mit glatter Innenfläche
- stabil und langlebig

WEITERE
ALPHA-PRODUKTE
FINDEN SIE AUF
WWW.MEYRA.DE

ALPHA
GLEITMATTEN



ALPHA OFFENE GLEITMATTE CAREMASTER

- für liegenden und sitzenden Transfer
- extra feste Gewebeschlaufen
- zur vielseitigen Umlagerung im Bett geeignet

ALPHA
OFFENE
GLEITMATTE
CAREMASTER



	ALPHA Gleitmatten		ALPHA Offene Gleitmatte Caremaster	
Bestellnummer	3810004	3810006	3810056	3810057
HMV-Nr.	22.29.01.2007		22.29.01.2039	
Maße in mm	500 x 600	1.000 x 700	1.750 x 600	1.850 x 700
Farbe	blau / rot		blau / rot	
Material	PES / Carbon		PES / Carbon	
Belastbarkeit in kg	200		200	

PRODUKTVORTEILE



EUROCHAIR² XXL 2.850

SEITE 3

- 5 Sitzbreiten von 48 – 65 cm verfügbar
- kompatibel mit dem MEYRA-Baukastensystem
- individuell anpassbar
- der Eurochair Klassiker mit verstärkten Komponenten
- für Nutzergewichte bis 200 kg



iCHAIR XXL

SEITE 4

- für Nutzergewichte bis 200 / 250 kg
- Sitzbreiten bis 77 cm
- individuelle Anpassung und vereinfachter Wiedereinsatz
- elektrische Beinstützen, Rückenverstellung und Sitzkantelung
- zwei kraftvolle 350 Watt Motoren

TECHNISCHE DATEN

Maßtoleranzen ± 10 mm, ± 2°, Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen

	EUROCHAIR² XXL 2.850	iCHAIR XXL 1.614
HMV-Nr.	18.50.02.3039	18.50.04.5004 / 18.99.06.6001
Länge in mm	max. 1.070 ⁷⁾ / max. 840 ⁸⁾	1.150 ⁷⁾ / 850 ⁸⁾
Breite in mm	680 / 700 / 730 / 780 / 850	670 – 920 ⁶⁾
Breite gefaltet in mm	310	
Sitzbreite in mm	480 / 500 / 530 / 580 / 650	530 – 770 ³⁾
Sitztiefe in mm	430 / 460 / 490	430 – 600 ³⁾
Unterschenkellänge in mm		370 – 510 ³⁾
Sitzhöhe vorne in mm	variabel 460 – 520	460 – 560 ¹²⁾ / 530 – 630 ⁹⁾
Sitzhöhe hinten in mm	variabel 460 – 520	
Gesamthöhe in mm	930	1.020 – 1.150 ²⁾
Rückenhöhe in mm	400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500	530 – 570 ²⁾
Armlehnenhöhe in mm	210 – 260	170 – 280 ²⁾
Transportlänge in mm		850
Transporthöhe min. in mm		860
Radgröße vorne in mm (Zoll)		260 x 70 (10")
Radgröße hinten in mm (Zoll)	610 (24")	356 x 75 (14")
Hindernishöhe max. in mm		60
Wenderadius in mm		950
Transportgewicht in kg	12	
Personengewicht in kg	160 / 200	200 / 250
Leergewicht in kg		130 ¹⁾
Zul. Gesamtgewicht in kg	179 / 219	340
max. Zuladung in kg		10
Fahrgeschwindigkeiten in km/h		6 / 10
Motorleistung in W		2 x 300 / 2 x 350
Reichweite max. in km		35 ³⁾ , 30 – 35 ⁴⁾
Batterien in Ah		63 Ah (5h), 73 Ah (20h)
Ladegerät in A		12
Zulässige Steigungen / Gefälle in Prozent		15 %
Sitzkantelung elektrisch in Grad		0° bis +18° ⁵⁾
Sitzkantelung mechanisch in Grad		0° bis +10°
Rückenwinkel elektrisch in Grad		-10° bis +50°
Rückenwinkel mechanisch in Grad		-10° bis +30°
Lenkungsart		indirekt

¹⁾ ohne Armlehnen und Beinstützen

²⁾ Sitzsysteme Gurt / ErgoSeat/ Sitzwinkel ist 4°

³⁾ unter Testbedingungen

⁴⁾ mit Batterie 63 Ah (5h), 73 Ah (20h)

⁵⁾ Verstellbereich je SH und Lenkrädergröße max. +/- 3° abweichen

⁶⁾ fahrbereit

⁷⁾ mit Fußstützen

⁸⁾ ohne Fußstützen

⁹⁾ ohne Sitzpolster



 **MEYRA GmbH**

Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf

 info@meyra.de

Tel.: +49 5733 922 - 0
Fax: +49 5733 922 - 9311

www.meyra.de
