

KATALOG PRODUKTÓW

2014



Firma MEYRA jest częścią Grupy MEDORT – polskiego lidera w branży ortopedyczno-rehabilitacyjnej. Meyra to firma legenda na światowym rynku sprzętu rehabilitacyjnego segmentu premium, blisko osiemdziesięcioletnia tradycja, znakomite produkty oraz prestiż są jej głównymi atutami, a teraz i naszymi. Po włączeniu Meyry do Grupy Kapitałowej MEDORT, oferta spółki mdh powiększyła się o wszystkie produkty MEYRA występujące dotąd na rynku polskim. Zarówno firma Meyra jak i mdh poza produkcją sprzętu medycznego angażują się od lat we wspieranie osób niepełnosprawnych. Hasło „Poruszamy ludzi” to coś więcej niż zwykłe stwierdzenie, to filozofia, która określa prowadzenie biznesu. Wspieranie i motywowanie ludzi niepełnosprawnych poprzez pomoc w uzyskaniu mobilności i niezależności – to dewiza naszego działania. Staramy się by produkty Meyra były nieodłącznym towarzyszem takich osób i pomagały im w wyzwaniach małych i dużych. Dzięki szerokiej ofercie wózków inwalidzkich, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego sprawiamy,

że życie codzienne staje się zwyczajne, a cele indywidualne stają się osiągalne – zarówno w zakresie opieki domowej jak i w procesie rehabilitacyjnym czy w rywalizacjach sportowych.

Łączymy kompetencje i doświadczenie różnych jednostek, aby dostrzec nowe perspektywy, a przez to wprowadzać innowacyjne rozwiązania. Mamy nieustanny kontakt z osobami niepełnosprawnymi, lekarzami, klinikami, terapeutami, opiekunami, a ścisła współpraca z wykwalifikowanymi firmami medycznymi zapewnia rozwój funkcjonalności produktów.

Dzięki naszym szkoleniom produktowym dla sprzedawców detalicznych i zróżnicowanym ofertom usług MEYRA to silna marka, której od ponad 75 lat towarzyszą duże zaangażowanie i doświadczenie.



Meyra Product Manager

-  Kamil Bigora
tel. +48 500 054 304
 kbigora@meyra.com.pl
-  Piotr Szarliński
tel. +48 502 278 534
 pszarlinski@meyra.com.pl

Serwis Meyra Polska

-  SERWIS Meyra
ul. Kaczorowska 13A
02-495 Warszawa
-  Mirosław Furmanik
tel. +48 501 378 660
-  Tomasz Walasek
tel. +48 509 328 232
-  serwis@meyra.com.pl

Dział Handlowy i Dział Logistyki

-  tel. 42 676 32 54 wew. 59
fax 42 299 69 28
 biuro@meyra.com.pl

Przedstawiciele handlowi

- Rafał Piechocki, tel. 609 112 731
Województwa: zachodnio-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie
- Grzegorz Bronikowski, tel. 609 112 596
Województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie
- Artur Szustek - Karłowicz, tel. 607 877 108
Województwa: podlaskie, mazowieckie
- Marcin Hałas, tel. 603 896 799
Województwo łódzkie
- Marcin Schiller, tel. 609 114 513
Województwa: opolskie, dolnośląskie
- Damian Surlej, tel. 695 120 381
Województwo śląskie
- Krystian Zamojski, tel. 697 068 605
Województwa: małopolskie, podkarpackie
- Dariusz Kowalczyk, tel. 663 903 414
Województwa: świętokrzyskie, lubelskie


SPIS TREŚCI

KATEGORIA PRODUKTÓW	NAZWA MODELU	STRONA
Wózki ręczne		
	Budget	12
	Format	13
	Eurochair Vario	14
	Eurochair Vario XXL	15
	Polaro 2	16
	Solero Light	18
	HCDA	20
	McWet	21
Wózki aktywne		
	Avanti	24
	Avanti PRO	26
	X1	28
	X2	29
	X3	30
	ZX1	32
	ZX3	34
	XStar	36
	XR	38
	Hurricane	40

KATEGORIA PRODUKTÓW	NAZWA MODELU	STRONA
Wózki dziecięce		
	X2 Junior	44
	Brix	46
	Mex-x	48
	EIO	50
	Jogger	52
	Siedziska Special Tomato	54
Wózki elektryczne		
	Clou	58
	Ichair Mc2	60
	Ichair Mc3	61
	Ichair XXL	62
	Optimus 2	64
	Końcówki joysticka	66
	Cityliner 410+	67
	Nemo	68
Produkty pomocnicze		
	Śpiwór SLIP-ON WARMER	72
	Pasy odwodzące nogi	72
	Kamizelka stabilizująca	72
	Pas bezpieczeństwa biodrowy	72
	Pas bezpieczeństwa czteropunktowy	73
	Pas piersiowy zabezpieczający przed wypadnięciem	73

KATEGORIA PRODUKTÓW	NAZWA MODELU	STRONA
Produkty pomocnicze		
	Deska do przesiadania się	73
	Plecak	73
	Rampy	74
	Podnośnik wannowy CAPRI	76
	Półka wannowa DuBaStar	78
	Stołek prysznicowy z podłokietnikami i wycięciem DuBaStar	78
	Stołek prysznicowy z oparciem DuBaStar	78
	Siedzisko wannowe obrotowe DuBaStar	78
	Stołek prysznicowy mocowany do ściany z wycięciem DuBaStar	79
	Stołek prysznicowy MoBaLux	79
	Stołek prysznicowy teleskopowy MoBaLux	79
	Oparcie MoBaLux	79
	Podłokietniki MoBaLux	80
	Siedzisko wannowe z wycięciem DuBaStar	80
	Siedzisko wannowe obrotowe 360° MoBaLux	80
	Nakładka toaletowa Trilett 2	81
	Nakładka toaletowa Molett	81
	Nakładka toaletowa	81
	Podpórka Mobilus Premium	82
	Podpórka Ideal	82
	Podnośnik i pionizator SITO	83
	Pomoc do zakładania rajstop	86
	Uchwyt Handy Grip	86
	Uchwyt „Pomocna dłoń”	86

WYMIARY




szerokość
siedziska




głębokość
siedziska




wysokość
oparcia



wysokość
siedziska tył




wysokość
siedziska przód




szerokość
wózka



długość
całkowita



długość
bez podnóżka



długość
podudzia



wysokość
bez zagłówka




wysokość
podłokietników



kąt nachylenia
oparcia



kąt nachylenia
siedziska



kąt nachylenia
siedziska i oparcia



maksymalna waga
użytkownika

KOLORY RAM



TYTANOWY SZARY
KOD 130



CZERWONY METALIK Z EFEKTEM BRILLIANT
KOD 132



SREBRNY METALIK Z EFEKTEM BRILLIANT
KOD 183



MOKKA METALIK
KOD 185



CZARNY METALIK Z EFEKTEM BRILLIANT
KOD 188



CZARNY MATOWY
KOD 206



MLECZNY BIAŁY
KOD 212



CZERWONY JASKRAWY
KOD 215



CZARNY METALIK
KOD 216



NIEBIESKI CIEMNY METALIK
KOD 229



CZERWONY KARMINOWY
KOD 4001



BIAŁY
KOD 4023



CZERWONY METALIK
KOD 4066



INTENSYWNIE CZERWONY
KOD 4910



INTENSYWNIE ŻÓŁTY
KOD 4912



INTENSYWNIE POMARAŃCZOWY
KOD 4913



SREBRNY METALIK
KOD 4919



ZIELONY METALIK Z EFEKTEM REFLEX
KOD 4922



POMARAŃCZOWY METALIK Z EFEKTEM REFLEX
KOD 4923



SREBRNY CHROMOWANY
KOD 4925



NIEBIESKI MORSKI
KOD 4927

KOLORY RAM X CHANGE



BIAŁY BŁYSZCZĄCY
RAL 9016



ZIELONY BŁYSZCZĄCY
RAL 6018



ŻÓŁTY BŁYSZCZĄCY
RAL 1018



NIEBIESKI BŁYSZCZĄCY
RAL 5012



POMARAŃCZOWY BŁYSZCZĄCY
RAL 2003



SZAMPAŃSKI BŁYSZCZĄCY
R2



RÓŻOWY INTENSYWNY BŁYSZCZĄCY
RAL 4003



SREBRNY BŁYSZCZĄCY
R1



RÓŻOWY BŁYSZCZĄCY
RAL 4010



GRAFIT METALIK
R3



CZERWONY BŁYSZCZĄCY
RAL 3020



CZARNY MATOWY
RAL 9005



WIŚNIOWY BŁYSZCZĄCY
RAL 3003



CZARNY BŁYSZCZĄCY
RAL 9005

MEYRA® WÓZKI
RĘCZNE



BUDGET

nr katalogowy 9.050

**CECHY:**

- składana rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej,
- regulacja wysokości siedziska 47, 49 i 51 cm,
- możliwość przesunięcia środka ciężkości poprzez regulację ustawienia osi kół tylnych - opcja dla amputantów,
- tylne koła wypinane - szybkozłączka,
- przednie koła 200 x 50, tylne 24 x 1 3/8",
- ogumienie pełne lub pompowane,
- miękka tekstylna tapicerka w kolorze czarnym,
- boczki skośny odchylany i zdejmowany,
- uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją długości podudzia,
- długie ręczki,
- pas podudzia,
- hamulec dociskowy,
- oparcie z delikatnym wygięciem,
- naklejki odbłaskowe poprawiające widoczność wózka w ciemności,
- kolor ramy srebrny.

OPCJE:

- pas bezpieczeństwa.

Szerokość siedziska (cm)	38	40	43	46	48	51
Szerokość wózka (cm)	56	58	61	64	66	69
Szerokość po złożeniu (cm)	28					
Głębokość siedziska (cm)	43					
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	47-51/44-49					
Długość całkowita (cm)	96					
Wysokość oparcia (cm)	42					
Wysokość podłokietników (cm)	21,5					
Długość z podnóżkiem (cm)	104					

Maksymalna waga użytkownika (kg)	130
Minimalna waga wózka (kg)*	18,5
Tylne koło średnica	24"

* W zależności od wybranych opcji

FORMAT

nr katalogowy **3.940**



Format Stab
3.940.913

CECHY:

- rama aluminiowo-stalowa o konstrukcji krzyżakowej,
- tekstylna tapicerka z napiętością pasami,
- boczki skośne odchylane, zdejmowane,
- podnóżki uchylne, zdejmowane z możliwością regulacji długości,
- pas podudzia,
- hamulce bębnowe dla opiekuna,
- aluminiowe ciągi,
- regulacja wysokości siedziska,
- koła przednie 200 x 50, koła tylne 24 x 1 3/8",
- ogumienie pompowane lub pełne,
- kolor ramy srebrny.

OPCJE:

- zagłówek,
- pas bezpieczeństwa.

Szerokość siedziska (cm)	38	40	43	46	48	51
Szerokość wózka (cm)	56	58	61	64	66	69
Szerokość po złożeniu (cm)	28					
Głębokość siedziska (cm)	40-43					
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	47-51/44-49					
Długość całkowita (cm)	96					
Wysokość oparcia (cm)	42					
Wysokość podłokietników (cm)	21,5					
Długość z podnóżkiem (cm)	104					

Maksymalna waga użytkownika (kg)	130
Minimalna waga wózka (kg)*	17,5
Tylne koło średnica	22"/24"

* W zależności od wybranych opcji

EUROCHAIR VARIO

nr katalogowy 1.750

Eurochair Vario Stab
1.750.913**CECHY:**

- rama o konstrukcji krzyżakowej,
- tapicerka tekstylna,
- możliwość regulacji środka ciężkości,
- regulacja kąta i wysokości siedziska,
- boczek skośny, odchylany, zdejmowany,
- podnóżki uchylne, zdejmowane z możliwością regulacji długości,
- pas podudzia,
- koła przednie do wyboru pompowane lub pełne, rozmiar do wyboru,
- koła tylne, pompowane lub pełne 24 x 1 3/8", z możliwością szybkiego demontażu,
- hamulce dociskowe,
- ciągi aluminiowe,
- kolor ramy srebrny.

OPCJE:

- pas bezpieczeństwa,
- regulacja głębokości oparcia za pomocą rzepów,
- boczki do wyboru,
- możliwość zmiany szerokości siedziska o 3 cm,
- ręczki regulowane na wysokość,
- uchwyt na kule, laskę,
- kółka antywywrotne,
- zagłówki.

Szerokość siedziska (cm)	38	40	43	46	48	50	53
Szerokość wózka (cm)	56	58	61	64	66	68	71
Szerokość po złożeniu (cm)	28						
Głębokość siedziska (cm)	40/43/46						
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	43-51/39-43 w wersji Hemi						
Wysokość całkowita (cm)	96						
Wysokość oparcia (cm)	40/42/44						
Wysokość podłokietników (cm)	23						
Długość z podnóżkiem (cm)	104						

Maksymalna waga użytkownika (kg)	130
Minimalna waga wózka (kg)*	16
Tylne koło średnica	22"/24"

* W zależności od wybranych opcji

EUROCHAIR VARIO XXL

nr katalogowy 1.760



Eurochair Vario XXL Stab
1.760.913



CECHY:

- podwójna rama o konstrukcji krzyżakowej,
- tapicerka tekstylna,
- możliwość regulacji środka ciężkości,
- regulacja kąta siedziska,
- boczek skośny, odchylany, zdejmowany,
- podnóżek zdejmowany, odchylany, regulacja wysokości,
- koła przednie do wyboru pełne, pompowane,
- koła tylne pełne 24 x 1 3/8",
- hamulce dociskowe,
- cięgi aluminiowe,
- kolor ramy srebrny.

OPCJE:

- możliwość wyboru boczka,
- kółka antywywrotne,
- ręczki regulowane na wysokość,
- pas bezpieczeństwa,
- zagłówki,
- uchwyt na kule, laskę,
- możliwość wzmocnienia wózka do 200 kg.

Szerokość siedziska (cm)	50	53	58	65
Szerokość wózka (cm)	68	71	76	83
Szerokość po złożeniu (cm)	28			
Głębokość siedziska (cm)	43/46			
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	43-51,5			
Wysokość całkowita (cm)	96			
Wysokość oparcia (cm)	42/44			
Wysokość podłokietników (cm)	23			
Długość z podnóżkiem/bez podnóżka (cm)	maks. 107/maks. 84			

Maksymalna waga użytkownika (kg)*	160
Minimalna waga wózka (kg)**	16
Tylne koło średnica	24"

* Wózek w wersji wzmocnionej do 200 kg

** W zależności od wybranych opcji

POLARO 2

nr katalogowy 1.745



Polaro 2 Stab
kod 1.745.913

CECHY:

- rama o konstrukcji krzyżakowej,
- płynna regulacja kąta oparcia do 30°,
- koła tylne 24 1 $\frac{3}{8}$ " pompowane lub pełne,
- rodzaj i wielkość kółek przednich do wyboru,
- cięgi aluminiowe,
- hamulce dociskowe,
- poduszka gąbkowa anatomiczna,
- regulacja napięcia siedziska i oparcia na rzepy,
- przedłużenie oparcia pleców o 30 cm,
- boczki krótki, ścięty,
- kolor ramy srebrny.

OPCJE:

- hamulec dla opiekuna,
- zagłówek,
- stolik,
- uchwyt na kule, laskę,
- śpiwór.

Szerokość siedziska (cm)	43	48
Szerokość wózka (cm)	63	68
Szerokość po złożeniu (cm)	32	
Głębokość siedziska (cm)	43	46
Wysokość siedziska (cm)	43,5-51,5	
Wysokość całkowita (cm)	105	
Wysokość oparcia (cm)	50	
Wysokość podłokietnika (cm)	23	
Długość z podnóżkiem/bez podnóżka (cm)	110/85	

Maksymalna waga użytkownika (kg)	120
Minimalna waga wózka (kg)*	18
Tylne koło średnica	24"

* W zależności od wybranych opcji

DETALE:

Przedłużenie oparcia pleców
kod 259



Zagłówek*
kod 913



Zagłówek*
kod 4553



Oparcie
kod 26



Boczek standardowy
kod 77



Boczek*
kod 107



Podnóżek z regulacją kąta
kod 92



Stopień podnóżka*
kod 798



Stopień podnóżka
kod 805

* Opcja

SOLERO LIGHT

nr katalogowy 9.072



Solero Light Stab
9.072.913

CECHY:

- stała rama,
- siedzisko anatomiczne,
- płynna regulacja kąta oparcia do 30°,
- płynna regulacja kąta siedziska oraz podnóżków,
- zdejmowana, wodoodporna tapicerka,
- zagłówki z regulacją wysokości, długości i kąta pochylenia,
- boczki wyjmowane z regulacją długości, wysokości,
- podnóżek dzielony z regulacją długości i kąta ze stabilizacją łydek,
- koła tylne pełne rozmiar 24 1³/₈",
- koła przednie pełne 20x5,
- hamulce dociskowe,
- kolor ramy srebrny.

OPCJE:

- klin,
- peloty,
- stolik,
- uchwyt na kule, laskę,
- dostępny w wersji transportowej z kołami tylnymi 12".

Szerokość siedziska (cm)	43-46/48-51
Szerokość wózka (cm)	min. 62
Głębokość siedziska (cm)	42-48
Wysokość siedziska (z poduszką) (cm)	44 (52)
Wysokość całkowita (cm)	104-118
Wysokość oparcia (cm)	53-56
Kąt oparcia	0°+31°
Kąt nachylenia siedziska i oparcia	-2°-25°
Wysokość podłokietników (cm)	21-27
Długość z podnóżkiem/bez podnóżka (cm)	118/91

Maksymalna waga użytkownika (kg)	130
Minimalna waga wózka (kg)*	38
Tylne koła średnica	24"

* W zależności od wybranych opcji

DETALE:

Tapicerka
kod 110



Sztanga do prowadzenia
kod 814



Peloty boczne*
kod 4739



Zagłówek
kod 4552



Zagłówek*
kod 4553



Stopień podnóżka
kod 805



Boczek z obszyciem*
kod 106



Boczek standardowy
kod 4426



Podnóżek
kod 92

* Opcja

HCDA

nr katalogowy 8308098

**CECHY:**

- miękkie siedzisko w kolorze czarnym,
- wysokość siedziska umożliwia najazd na większość dostępnych na rynku muszli toaletowych,
- uchylne podłokietniki,
- łatwe do demontażu elementy do transportu,
- podnóżki zdejmowane, uchylne,
- wszystkie koła pełne 5",
- hamulce na kołach tylnych.

OPCJE:

- pojemnik toaletowy kod: 206700200.

Szerokość siedziska (cm)	45
Głębokość siedziska (cm)	43
Wysokość siedziska (cm)	49
Wysokość oparcia (cm)	44
Szerokość wózka (cm)	56
Długość z podnóżkiem (cm)	95
Wysokość całkowita (cm)	99
Wielkość wycięcia higienicznego (cm)	22x24

Waga wózka (kg)	14
Maksymalna waga użytkownika (kg)	120

MCWET

nr katalogowy **8013039** - koła napędowe 24" stałe



CECHY:

- niewielki ciężar (od 13 kg),
- zabezpieczone i bezobsługowe łożyska,
- podnoszone podłokietniki,
- odchylany podnóżek,
- anatomicznie uformowane siedzisko z otworem higienicznym,
- zdejmowane oparcie dla łatwiejszego transportu i przechowywania,
- możliwość najechania nad muszlę toaletową,
- prosta konstrukcja wózka gwarantuje łatwość utrzymania czystości,
- możliwość wykorzystania wózka z kołami 24" jako wersji transportowej,
- możliwość wykorzystania wózka z kółkami 5" jako wersji transportowej.

OPCJE:

- wersja wózka z 5" kołami kod: 80 13 040,
- wersja wózka z 24" kołami tylnymi wypinanymi (wraz z dodatkowymi 5" kołami przednimi) kod: 80 13 041,
- pojemnik toaletowy kod: 206700200,
- adapter wysokości 5 cm, 5" kod: 8013061.



	koła duże 24"/koła małe 5"
Szerokość siedziska (cm)	43/43
Głębokość siedziska (cm)	42/42
Wysokość siedziska (cm)	53/53
Wysokość oparcia (cm)	42/42
Szerokość wózka (cm)	63/54
Długość z podnóżkiem (cm)	102/89
Wysokość całkowita (cm)	95/92,5
Maksymalna waga użytkownika (kg)	120/120
Waga (kg)	17,5/13

MEYRA® WÓZKI
AKTYWNE



AVANTI

nr katalogowy **1.736**



Avanti Stab
1.736.913

CECHY:

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- oparcie z regulacją napiętości pasami,
- regulacja wysokości i kąta siedziska,
- poduszka na siedzisku 3 cm,
- możliwość regulacji środka ciężkości,
- boczki aktywny,
- koła przednie pełne lub pompowane, rozmiar do wyboru,
- koła tylne pełne lub pompowane, rozmiar do wyboru,
- podnóżki uchylne, zdejmowane z możliwością regulacji długości podudzia,
- pas podudzia,
- hamulce dociskowe,
- ciągi aluminiowe lub stalowe,
- 4 kolory ramy: srebrny metalik, czarny matowy, niebieski ciemny metalik, czerwony jaskrawy.

OPCJE:

- możliwość regulacji kąta nachylenia kół tylnych (montaż camber),
- podwójny ciąg,
- hamulec jednostronny lub bębnowy,
- zagłówki,
- pas bezpieczeństwa,
- uchwyt na kule, laskę,
- kółka antywywrotne,
- 4 dodatkowe kolory ramy: czerwony metalik z efektem brilliant, biały, mokka metalik, czarny metalik.

	Rama krótka	Rama średnia	Rama długa XXL
Szerokość siedziska (cm)	30-36	36-58	36-58
Szerokość wózka (cm)	Szerokość siedziska + 18		
Szerokość po złożeniu (cm)	28		
Głębokość siedziska (cm)	33-38	35-46	48-53
Wysokość siedziska przód (cm)	42,5-49,5	44-56	44-56
Wysokość całkowita (cm)	83	92	92
Wysokość oparcia (cm)	34-40	38-44	38-44
Wysokość podłokietników (cm)	16,5-24	20-29	20-29
Długość z podnóżkiem/bez podnóżka (cm)	88/66	104/77	112/85

Maksymalna waga użytkownika (kg)	75/135/160
Minimalna waga wózka (kg)*	12/13/14
Tylne koła średnica	22"/24"

*W zależności od wybranych opcji

DETALE:



Boczek aktywny
kod 100



Boczek z długim podłokietnikiem*
kod 21



Boczek ze średnim podłokietnikiem*
kod 81



Boczek aktywny z podłokietnikiem*
kod 748



Podwójny ciąg*
kod 871



Koła antywywrotne*
kod 728



Podnóżek z regulacją kąta*
kod 92



Stopień podnóżka jednoczęściowy*
kod 54



Podnóżek standardowy dzielony
kod 808



Rączki z regulacją wysokości*
kod 502



Krótkie rączki do pchania wózka
kod 413



Długie rączki do pchania wózka*
kod 410

* Opcja

AVANTI PRO

nr katalogowy 1.735



Avanti Pro Stab
1.735.913

CECHY:

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- oparcie z regulacją napiętości pasami,
- regulacja wysokości i kąta siedziska,
- poduszka na siedzisku 3 cm,
- możliwość regulacji środka ciężkości,
- boczki aktywny,
- koła przednie pełne lub pompowane, rozmiar do wyboru,
- koła tylne pełne lub pompowane, rozmiar do wyboru,
- podnóżek jednoczęściowy, stały z możliwością regulacji długości podudzia,
- pas podudzia,
- hamulce dociskowe,
- ciągi aluminiowe lub stalowe,
- 4 kolory ramy: srebrny metalik, mleczny biały, czarny metalik, mokka metalik.

OPCJE:

- możliwość regulacji kąta nachylenia kół tylnych (montaż camber),
- podwójny ciąg,
- hamulec jednostronny lub bębnowy,
- zagłówki,
- pas bezpieczeństwa,
- uchwyt na kule, laskę,
- kółka antywywrotne.

	Rama Standard	Rama XXL
Szerokość siedziska (cm)	36-58	36-58
Szerokość wózka (cm)	Szerokość siedziska + 18	
Szerokość po złożeniu (cm)	28	
Głębokość siedziska (cm)	35-43	46-50
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	44-52/42-52	44-52/42-52
Wysokość całkowita (cm)	92	92
Wysokość oparcia (cm)	34-44	34-44
Wysokość podłokietników (cm)	20-29	20-29
Długość z podnóżkiem (cm)	87-96	92,5-101,5

Maksymalna waga użytkownika (kg)	135
Minimalna waga wózka (kg)	11
Tylne koła średnica	24"
Kąt nachylenia siedziska	0°-10°

DETALE:



Boczek aktywny
kod 100



**Boczek z długim
podłokietnikiem***
kod 21



**Boczek ze średnim
podłokietnikiem***
kod 81



**Boczek aktywny
z podłokietnikiem***
kod 748



Podwójny ciąg*
kod 871



Koła antywywrotne*
kod 728



Stopień podnóżka
kod 311



**Stopień podnóżka
jednoczęściowy***
kod 54



Sztanga składana z wózkiem*
kod 238



Rączki z regulacją wysokości
kod 502



**Krótkie rączki do pchania
wózka**
kod 413



**Długie rączki do pchania
wózka***
kod 410

* Opcja

X1

nr katalogowy 3.350

X1 Stab
3.350.913**CECHY:**

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- rama standardowa lub kompaktowa (kąt nachylenia podnóżków 77°) do wyboru,
- przednia część ramy zwężana w „V”, dla osób z całkowitym niedowładem kończyn dolnych,
- oparcie pleców z napiętością pasami,
- rodzaj i wielkość kółek przednich do wyboru,
- rodzaj i wielkość kół tylnych z możliwością szybkiego demontażu do wyboru,
- regulacja środka ciężkości, wysokości i kąta siedziska,
- możliwość samodzielnej zmiany kąta nachylenia kół tylnych względem podłoża (camber),
- ciągi aluminiowe lub stalowe,
- możliwość wyboru ustawienia odległości ciągu od koła,
- hamulce dociskowe,
- boczki aktywny, stały z wkładką karbonową, w kolorze ramy,
- jednoczęściowy aluminiowy podnóżek z możliwością regulacji długości, głębokości oraz kąta,
- pas podudzia,
- 14 kolorów ramy X CHANGE (katalog strona 9).

OPCJE:

- tapicerka oddychająca na oparciu pleców,
- rączki z regulacją wysokości,
- ciąg dla tetraplegików,
- zagłówki,
- pas zabezpieczający,
- boczki z podłokietnikiem: stałe lub odchylane,
- kilka rodzajów stopnia podnóżka,
- kółka antywywrotne,
- osłony na szprychy,
- śpiwór,
- plecak.

Szerokość siedziska (cm)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Szerokość wózka (cm)	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	30 przy nachyleniu kół tylnych 0,5° 35 przy nachyleniu kół tylnych 3°									
Głębokość siedziska (cm)	36/38/40/42/44/46									
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	44 - 55,5/39 - 52,5									
Wysokość całkowita (cm)	80/85/90/95									
Wysokość oparcia (cm)	30-47,5									
Wysokość podłokietników (cm)	15-29									
Długość z podnóżkiem (cm)	81-91									

Maksymalna waga użytkownika (kg)*	120
Minimalna waga wózka (kg)**	9,5
Tylne koła średnica	24"/25"

* 150 kg przy szerokości 46 cm (w połączeniu z poprzeczną sztangą do pchania wózka kod 814)

** W zależności od wybranych opcji

X2

nr katalogowy 3.351

X2 Stab
3.351.913**CECHY:**

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- przednia część ramy prosta dla większej swobody nóg przy wsiadaniu na wózek,
- oparcie pleców z napiętością pasami,
- rodzaj i wielkość kółek przednich do wyboru,
- rodzaj i wielkość kół tylnych z możliwością szybkiego demontażu do wyboru,
- regulacja środka ciężkości, wysokości i kąta siedziska,
- możliwość samodzielnej zmiany kąta nachylenia kół tylnych względem podłoża (camber),
- ciągi aluminiowe lub stalowe,
- możliwość wyboru ustawienia odległości ciągu od koła,
- hamulce dociskowe,
- boczki aktywne, stały z wkładką karbonową, w kolorze ramy,
- jednoczęściowy aluminiowy podnóżek z możliwością regulacji długości, głębokości oraz kąta,
- pas podudzia,
- 14 kolorów ramy X CHANGE (katalog strona 9).

OPCJE:

- tapicerka oddychająca na oparciu,
- rączki z regulacją wysokości,
- ciąg dla tetraplegików,
- zagłówki,
- pas bezpieczeństwa,
- boczki z podłokietnikiem: stałe lub odchylane,
- możliwość adaptacji podnóżka dla osób z krótkim podudziem,
- kilka rodzajów stopnia podnóżka,
- kółka antywywrotne,
- osłony na sprzychy,
- śpiwór,
- plecak.

Szerokość siedziska (cm)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Szerokość wózka (cm)	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	30 przy nachyleniu kół tylnych 0,5° 35 przy nachyleniu kół tylnych 3°									
Głębokość siedziska (cm)	32/34/36/38/40/42/44/46/48/50									
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	44-57/39-52,5									
Wysokość całkowita (cm)	80/85/90/95									
Wysokość oparcia (cm)	30-47,5									
Wysokość podłokietników (cm)	15-29									
Długość z podnóżkiem (cm)	95/99									

Maksymalna waga użytkownika (kg)* 120

Minimalna waga wózka (kg)** 9,5

Tylne koła średnica 24"/25"

* 150 kg przy szerokości 46 cm (w połączeniu z poprzeczną sztangą do pchania wózka kod 814)

** W zależności od wybranych opcji

X3

nr katalogowy 4.352

X3 Stab
4.352.913

Szerokość siedziska (cm)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	53
Szerokość wózka (cm)	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	30 przy nachyleniu kół tylnych 0,5° 35 przy nachyleniu kół tylnych 3°										
Głębokość siedziska (cm)	36/38 /40/42/44/46										
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	44-57/39- 52,5										
Wysokość całkowita (cm)	80/85/90/95										
Wysokość oparcia (cm)	30-47,5										
Wysokość podłokietników (cm)	15-29										
Długość z podnóżkiem (cm)	95/99										
Długość bez podnóżka (cm)	75/79/83										

CECHY:

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- przednia część ramy prosta, odchylane i zdejmowane podnóżki,
- oparcie pleców z napiętością pasami,
- rodzaj i wielkość kółek przednich do wyboru,
- rodzaj i wielkość kół tylnych z możliwością szybkiego demontażu do wyboru,
- regulacja środka ciężkości, kąta oraz wysokości siedziska,
- możliwość zmiany kąta nachylenia kół tylnych względem podłoża (camber),
- ciągi aluminiowe lub stalowe,
- możliwość wyboru ustawienia odległości ciągu od koła,
- hamulce dociskowe,
- boczki aktywne, stały z wkładką karbonową, w kolorze ramy,
- stopień podnóżka z tworzywa, dzielony, z blokadą; regulacja głębokości i kąta stopnia podnóżka,
- pas podudzia,
- 14 kolorów ramy X CHANGE (katalog strona 9).

OPCJE:

- tapicerka oddychająca na oparciu,
- rączki z regulacją wysokości,
- ciąg dla tetraplegików,
- zagłówek,
- pas zabezpieczający,
- hamulce dla opiekuna,
- możliwość wyboru stopnia podnóżka,
- kółka antywywrotne,
- osłony na koła,
- śpiwór,
- plecak.

Maksymalna waga użytkownika (kg)*	120
Minimalna waga wózka (kg)**	11
Tylne koła średnica	24"/25"

* 150 kg przy szerokości 46cm (w połączeniu z poprzeczną sztangą do pchania wózka kod 814)

** W zależności od wybranych opcji

ZESTAW OPCJI X CHANGE



Boczek aktywny
kod 100



Boczek odchylany z regulowanym podłokietnikiem*
kod 107



Boczek aktywny z podłokietnikiem*
kod 748



Rączki z regulacją wysokości*
kod 502



Krótkie rączki do pchania wózka
kod 410



Kółka antywywrotne*
kod 691



Stopień podnóżka*
kod 808



Stopień podnóżka jednoczęściowy X1, X2 standard, X3 opcja
kod 54



Wąs tylny*
kod 309

* Opcja

ZX1

nr katalogowy 1.360

ZX1 Stab
1.360.913

Szerokość siedziska (cm)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Szerokość wózka (cm)	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67
Szerokość po złożeniu (cm)	30 z 0,5° nachyleniem koła, 35 z 3° nachyleniem kół									
Głębokość siedziska (cm)	36/38/40/42/44/46/48									
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	46, 52/40, 48									
Wysokość całkowita (cm)	wysokość siedziska tył + wysokość oparcia									
Wysokość oparcia (cm)	25-45,5									
Wysokość podłokietników (cm)	ok. 15-29									
Długość z podnóżkiem (cm)	81-99 zależy od dł. ramy, wielkości kół i położenia osi									

CECHY:

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- rama standardowa (kąt nachylenia podnóżków 77°) lub kompaktowa (kąt nachylenia podnóżków 85°) do wyboru,
- rama prosta i rama „V” (w zależności od wygięcia przednich rurek) do wyboru,
- oparcie z regulacją napiętości pasami,
- poduszka na siedzisku,
- rodzaj i wielkość kółek przednich do wyboru,
- rodzaj i wielkość kół tylnych z możliwością szybkiego demontażu do wyboru,
- regulacja środka ciężkości,
- kąt nachylenia kół tylnych 0,5° lub 3° do wyboru (camber),
- ciągi aluminiowe lub stalowe,
- możliwość wyboru ustawienia odległości ciągu od koła,
- hamulce dociskowe lub motylkowe,
- boczki aktywne, stały z wkładką karbonową w kolorze ramy,
- jednoczęściowy aluminiowy podnóżek z możliwością regulacji długości, głębokości oraz kąta,
- pas podudzia,
- 5 kolorów ramy: tytanowy szary, czarny matowy, biały, czarny metalik, czerwony karminowy.

OPCJE:

- tapicerka oddychająca na oparciu (czerwona, czarna),
- różne rodzaje rączek,
- ciąg dla tetraplegików,
- zagłówki,
- pas bezpieczeństwa,
- hamulce dla opiekuna,
- rodzaje stopnia podnóżka,
- kółka antywywrotne,
- osłony na szprychy,
- śpiwór,
- plecak,
- 8 dodatkowych kolorów ramy: czerwony metalik z efektem brilliant, mokka metalik, zielony metalik z efektem reflex, srebrny chromowany, srebrny metalik z efektem brilliant, czarny metalik z efektem brilliant, pomarańczowy metalik z efektem reflex, niebieski morski.

Maksymalna waga użytkownika (kg)	120
Minimalna waga wózka (kg)*	od 9
Tylne koło średnica	24"

* W zależności od wybranych opcji

DETALE:



Boczek aktywny
kod 100



Boczek z podłokietnikiem*
kod 107



Boczek odchylany z regulowanym podłokietnikiem*
kod 748



Lekka osłona ze stopu magnezu*
kod 302



Hamulec motylkowy
kod 595



Szersze nadkole*
kod 98



Krótkie ręczki do pchania wózka
kod 410



Długie ręczki do pchania wózka*
kod 412



Rączki z regulacją wysokości*
kod 502



Stopień podnóżka
kod 312



Stopień podnóżka*
kod 315



Stopień podnóżka*
kod 808

* Opcja

ZX3

nr katalogowy 1.370

ZX3 Stab
1.160.913

Szerokość siedziska (cm)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Szerokość wózka (cm)	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	29										
Głębokość siedziska (cm)	36/38/40/42/44/46/48/50/52										
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	46-53/40-50,5										
wysokość całkowita (cm)	wysokość siedziska tył + wysokość oparcia										
Wysokość oparcia (cm)	od 25 do 45										
Wysokość podłokietników (cm)	ok. 15-29										
Długość z podnóżkiem (cm)	88-110 zależy od dł. ramy, wielkości kół i położenia osi										

CECHY:

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- rama prosta,
- oparcie z regulacją napiętości pasami,
- poduszka na siedzisku,
- rodzaj i wielkość kólek przednich do wyboru,
- rodzaj i wielkość kół tylnych z możliwością szybkiego demontażu do wyboru,
- regulacja środka ciężkości,
- kąt nachylenia kół tylnych 0,5° lub 3° do wyboru (camber),
- ciągi aluminiowe lub stalowe,
- możliwość wyboru ustawienia odległości ciągu od koła,
- hamulce dociskowe lub motylkowe,
- boczek aktywny, stały z wkładką karbonową, w kolorze ramy,
- podnózek aluminiowy dzielony, odchylany, zdejmowany z możliwością regulacji długości, głębokości oraz kąta,
- pas podudzia,
- 5 kolorów ramy: tytanowy szary, czarny matowy, biały, czarny metalik, czerwony karminowy.

OPCJE:

- tapicerka oddychająca na oparciu (czerwona, czarna),
- różne rodzaje rączek,
- ciąg dla tetraplegików,
- zagłówek,
- pas zabezpieczający,
- hamulce dla opiekuna,
- rodzaje podnóżka,
- kółka antywywrotne,
- osłony na szprychy,
- śpiwór,
- plecak,
- 8 dodatkowych kolorów ramy: czerwony metalik z efektem brilliant, mokka metalik, zielony metalik z efektem reflex, srebrny chromowany, srebrny metalik z efektem brilliant, czarny metalik z efektem brilliant, pomarańczowy metalik z efektem reflex, niebieski morski.

Maksymalna waga użytkownika (kg)	150
Minimalna waga wózka (kg)*	od 11
Tylne koło średnica	24"/26"

*W zależności od wybranych opcji

DETALE:



Boczek aktywny
kod 100



Boczek z podłokietnikiem*
kod 107



**Boczek aktywny
z podłokietnikiem***
kod 748



**Lekka osłona ze stopu
magnezu***
kod 302



Hamulec motylkowy
kod 595



Szersze nadkole*
kod 98



**Krótkie rączki
do pchania wózka**
kod 410



**Długie rączki
do pchania wózka***
kod 412



Rączki z regulacją wysokości*
kod 502



Stopień podnóżka*
kod 312



Stopień podnóżka*
kod 315



Stopień podnóżka*
kod 808

* Opcja

XSTAR

nr katalogowy 1.160

XStar Stab
1.160.913**CECHY:**

- stała, aluminiowa rama,
- poduszka na siedzisku,
- oparcie z regulacją napiętości pasami,
- regulacja głębokości oparcia za pomocą rzepów,
- rodzaj i wielkość kólek przednich do wyboru (pełne lub pompowane),
- rodzaj i wielkość kół tylnych do wyboru (pełne lub pompowane),
- koła tylne pełne bądź pompowane rozmiar do wyboru,
- cięgi aluminiowe lub stalowe,
- boczki aktywny, odchylany z karbonową wkładką,
- podnóżek jednoczęściowy z możliwością regulacji długości, głębokości oraz kąta,
- pas podudzia,
- kąt nachylenia kół tylnych 3° (camber),
- możliwość regulacji środka ciężkości,
- hamulce dociskowe (do wyboru),
- cztery kolory ramy: srebrny metalik, czarny metalik, mleczny biały, mokka metalik.

OPCJE:

- tapicerka oddychająca na oparciu,
- ręczki stałe, ręczki z regulacją wysokości,
- ciąg dla tetraplegików,
- zagłówki,
- pas bezpieczeństwa,
- uchwyt na kule, laskę,
- kółka antywywrotne,
- osłony na szprychy.

Szerokość siedziska (cm)	36 38 40 42 44 46 48
Szerokość wózka (cm)	szer. siedziska + 18 (0°) / szer. siedziska + 23,5 (3°)
Głębokość siedziska (cm)	40 44 46 48 50
Wysokość siedziska przód/ tył (cm)	45-53/38-47
Wysokość całkowita (cm)	wysokość siedziska tył + wysokość oparcia
Wysokość oparcia (cm)	25-45
Kąt oparcia	72-96°
Długość z podnóżkiem (cm)	86-104 zależy od długości ramy, wielkości kół i pozycji osi

Maksymalna waga użytkownika (kg)	120
Minimalna waga wózka (kg)*	10
Tylne koło średnica	24"

* W zależności od wybranych opcji

DETALE:

Boczek aktywny
kod 100



Stopień podnóżka
kod 313



Krótkie ręczki do pchania wózka*
kod 410



Oparcie bez rączek
kod 411



Rączki z regulacją wysokości
kod 502



Rączki składane*
kod 141



Kółka przednie X TREND*
kod 1072386



Koła tylne X TREND*
kod 1068705



Ogumienie Marathon Plus*
kod 695

* Opcja

XR

nr katalogowy XR 1.911

XR Stab
1.911.913

CECHY:

- stała, aluminiowa rama,
- tapicerka w kolorze czerwonym lub czarnym,
- poduszka na siedzisku,
- kółka pełne wielkość do wyboru,
- koła tylne 24" (pełne lub pompowane do wyboru) z możliwością szybkiego demontażu,
- regulacja środka ciężkości,
- kąt nachylenia kół tylnych 1°, 3°, 6° do wyboru (camber),
- ciągi aluminiowe lub ze stali polerowanej,
- możliwość wyboru ustawienia odległości ciągu od koła,
- hamulce dociskowe lub motylkowe,
- boczek aktywny z wkładką karbonową w kolorze ramy,
- jednoczęściowy aluminiowy podnóżek z możliwością regulacji długości, głębokości oraz kąta,
- pas podudzia,
- pięć kolorów ramy: tytanowy szary, czarny metalik, czerwony jaskrawy, biały.

OPCJE:

- tapicerka oddychająca na oparciu (czerwona, czarna),
- różne rodzaje rączek,
- zagłówek,
- pas bezpieczeństwa,
- osłony na szprychy,
- kółka antywywrotne,
- 6 kolorów ramy: czerwony metalik z efektem brilliant, niebieski morski, srebrny chromowany, zielony metalik z efektem reflex, pomarańczowy metalik z efektem reflex, mokka metalik.

Szerokość siedziska (cm)	36	38	40	42	44	46
Szerokość wózka (cm)*	54	56	58	60	62	64
Głębokość siedziska (cm)	38/40/42/44/46					
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	45-55/40-48					
Wysokość całkowita (cm)	64-90					
Wysokość oparcia (cm)	25/30/35/40					
Kąt oparcia	80°/85°/90°/95°/100°					
Długość podudzia (cm)	39-50					
Długość z podnóżkiem (cm)	78-86 zależy od długości ramy, rozmiaru kół i pozycji osi					

Maksymalna waga użytkownika (kg)	120
Minimalna waga wózka** (kg)	10
Dopuszczalna waga całkowita (kg)	130
Tylne koło średnica	24"

* Przy nachyleniu kół tylnych względem podłoża 1° i odległości ciągu od koła 1,5 cm

** W zależności od wybranych opcji

DETALE:



Hamulec motylkowy
kod 595



Boczek aktywny
kod 100



Stopień podnóżka
kod 313



Oparcie bez rączek
kod 411



**Krótkie rączki do pchania
wózka**
kod 410



Rączki z regulacją wysokości*
kod 502



Rączki składane*
kod 141



Kółka przednie X TREND*
kod 1072386



Ogumienie Marathon Plus*
kod 695

* Opcja

HURRICANE

Hurricane Alltage kod 1.880



Hurricane Stab
1.880.913

CECHY:

- stała, aluminiowa rama,
- tapicerka oddychająca na oparciu,
- poduszka na siedzisku,
- koła przednie pełne (różne rozmiary)
- koła tylne wzmocnione, promienisty układ szprych, rozmiar 24",
- kąt nachylenia kół tylnych 1°, 3°, 6° do wyboru (camber),
- ciągi ze stali polerowanej,
- hamulce dociskowe,
- boczki aktywne z wkładką karbonową, kolor ramy,
- podnóżek z rurek, regulacja długości,
- 3 kolory ramy: biały, tytanowy szary, czarny mat.

OPCJE:

- różne rodzaje rączek,
- ciągi tytanowe lub aluminiowe,
- hamulce motylkowe z tworzywa lub aluminium,
- koła tylne do wyboru,
- pas bezpieczeństwa,
- osłony na szprychy,
- kółka antywywrotne,
- 7 dodatkowych kolorów ramy: srebrny metalik z efektem brilliant, zielony metalik z efektem reflex, srebrny chromowany, czarny metalik, czerwony metalik z efektem brilliant, mokka metalik.

Hurricane Sport kod 1.880

- do koszykówki
- do rugby
- do tenisa, badmintona, tańca

Wózki dostępne również w wersji Junior



Hurricane Sport do koszykówki
wersja Low Point



Hurricane Sport do koszykówki
wersja High Point

DETALE:



Oparcie bez rączek
kod 411



Krótkie rączki do pchania*
kod 410



Rączki składane*
kod 141



Koła*
kod 4964



Koła
kod 709



Ośłona kolan*
kod 597



Hamulec motylkowy
kod 595



Boczek aktywny
kod 100



Boczek*
kod 101

* Opcja

MEYRA® WÓZKI
DZIECIĘCE



X2 JUNIOR

nr katalogowy 3.351-351

X2 Junior Stab
3.351-351.913**CECHY:**

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- wózek z możliwością indywidualnego dopasowania do dzieci i młodzieży,
- przednia część ramy prosta w celu większej swobody nóg oraz ułatwienia wsiadania na wózek,
- oparcie pleców z napiętością pasami,
- wybór rozmiaru i materiału kótek przednich,
- wybór wielkości i materiału kół napędowych,
- możliwość wyboru nachylenia kół tylnych do 6° (camber),
- duży zakres regulacji środka ciężkości oraz wysokości i kąta siedziska,
- ciągi aluminiowe lub stalowe,
- hamulce dociskowe,
- boczki aktywny, stały,
- stopień podnóżka jednoczęściowy z regulacją kąta i głębokości,
- podnóżek z adapterem wysokości dla krótszego podudzia,
- pas podudzia,
- 14 kolorów ramy X CHANGE (katalog strona 9).

OPCJE:

- tapicerka oddychająca na oparciu,
- rączki z regulacją wysokości,
- ciąg dla tetraplegików,
- zagłówki,
- pas bezpieczeństwa,
- hamulce dla prowadzącego,
- możliwość wyboru stopnia podnóżka,
- kółka antywywrotne,
- osłony na szprychy,
- śpiwór,
- plecak.

Szerokość siedziska (cm)*	28	30	32	34	36	38	40	43	46
---------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Szerokość wózka po złożeniu (cm)	30 przy nachyleniu kół tylnych 0,5° 35 przy nachyleniu kół tylnych 3° 40 przy nachyleniu kół tylnych 6°
----------------------------------	---

Głębokość siedziska (cm)	32/34/36/38
--------------------------	-------------

Wysokość siedziska przód/tył (cm)	44-55,5/40,5-52
-----------------------------------	-----------------

Wysokość całkowita (cm)	80/85/90/95
-------------------------	-------------

Wysokość oparcia (cm)	30-47,5
-----------------------	---------

Wysokość podłokietników (cm)	19-25
------------------------------	-------

Długość z podnóżkiem (cm)	81
---------------------------	----

Maksymalna waga użytkownika (kg)	120
----------------------------------	-----

Minimalna waga wózka (kg)**	11
-----------------------------	----

Tylne koło średnica	22"/24"
---------------------	---------

* Wymiary przy nachyleniu kół tylnych 0,5°

** W zależności od wybranych opcji

ZESTAW OPCJI X CHANGE



Boczek aktywny
kod 100



Boczek odchylany z regulowanym podłokietnikiem*
kod 107



Boczek aktywny z podłokietnikiem*
kod 748



Rączki z regulacją wysokości*
kod 502



Krótkie rączki do pchania wózka
kod 410



Kółka antywywrotne*
kod 691



Stopień podnóżka*
kod 311



Stopień podnóżka jednoczęściowy
X1, X2 standard, X3 opcja
kod 54



Wąs tylny*
kod 309

* Opcja

BRIX

nr katalogowy 1.123

Brix Stab
1.123.913

CECHY:

- aluminiowa stała rama,
- poduszka na siedzisku 3 cm,
- oparcie z regulacją napiętości pasami,
- regulacja głębokości siedziska za pomocą rzepów,
- regulowany kąt oparcia,
- przezroczysty boczek z nadkolem, zdejmowany,
- rączka z regulacją kąta - składana
- koła przednie pełne, rozmiar do wyboru,
- koła tylne wysokociśnieniowe 8 bar, różne rozmiary,
- kąt nachylenia kół tylnych 6°, 11° do wyboru (camber),
- ciągi aluminiowe lub ze stali nierdzewnej,
- jednoczęściowy podnóżek z możliwością regulacji długości, głębokości oraz kąta,
- hamulce dociskowe,
- kółka antywywrotne,
- cztery kolory tapicerki,
- 7 kolorów ramy: srebrny metalik z efektem brilliant, czarny matowy, intensywnie czerwony, intensywnie żółty, intensywnie pomarańczowy, zielony metalik z efektem reflex, pomarańczowy metalik z efektem reflex.

OPCJE:

- przednie koła świeące,
- ciąg Maxgrepp,
- hamulec dla opiekuna,
- osłony na szprychy,
- pasy czteropunktowe,
- kamizelka stabilizująca,
- zagłówki,
- pasy odwodzące.

Szerokość siedziska (cm)	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Szerokość wózka (cm)	szer. siedziska + 28 (dla 6°) / szer. siedziska + 36 (11°)									
Głębokość siedziska (cm)	18/20/22/24/26/28/30/32/34/36									
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	36-50/33-51									
Wysokość całkowita (cm)	67,5									
Wysokość oparcia (cm)	20/22/24/26/28/30/32/34									
Długość z podnóżkiem (cm)	65-67,5 zależy od długości ramy, wielkości kół i pozycji osi									

Maksymalna waga użytkownika (kg)	40
Minimalna waga wózka (kg)*	8,5
Tylne koło średnica	20"/22"/24"

* W zależności od wybranych opcji

DETALE:

**Składana rączka do pchania
wózka**
kod 410



Oparcie bez rączek
kod 411



Ośłona na szprychy*
Przykładowa ośłona, więcej na
www.meyra.pl



Stopień podnóżka
kod 54/808



Rączki z regulacją wysokości*
kod 502



Boczek
kod 101



Koła
kod 651



Koła lekkie*
kod 752



Koła X TREND*
kod 1068705

* Opcja

MEX-X

nr katalogowy **1.130**



MEX-x Stab
1.130.913

CECHY:

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- przednie koła pełne,
- koła tylne wysokociśnieniowe z możliwością szybkiego demontażu w 3 rozmiarach do wyboru,
- kąt nachylenia kół tylnych 3°, 6°, 8° do wyboru (camber),
- ciąg aluminiowy lub stalowy,
- hamulce dociskowe,
- boczek sportowy aluminiowy w kolorze ramy z nadkolem,
- podnóżek jednoczęściowy odchylany z możliwością regulacji długości, głębokości oraz kąta,
- 2 kolory tapicerki,
- 4 kolory ramy: czerwony metalik z efektem brilliant, srebrny metalik z efektem brilliant, zielony metalik z efektem reflex, pomarańczowy metalik z efektem reflex.

OPCJE:

- przednie koła świecące,
- poduszka na siedzisku,
- ciąg Maxgrepp,
- kółka antywywrotne,
- osłony na szprychy,
- kamizelka stabilizująca,
- zagłówki,
- pasy odwodzące,
- stolik terapeutyczny.

	MIDI	MAXI
Szerokość siedziska (cm)	24-40	24-40
Całkowita szerokość przy ustawieniu kół 3°/6°/9° (cm)	szer. siedziska + 24,5 (3°) szer. siedziska + 31,0 (6°) szer. siedziska + 37,0 (9°)	
Głębokość siedziska (cm)	24-34	28-38
Wysokość siedziska (w zależności od wielkości kół) (cm)	34-45	37-48
Całkowita wysokość siedziska (cm)	wysokość siedziska tył + wysokość oparcia + 6	
Wysokość siedziska (cm)	24-40	24-40
Kąt nachylenia oparcia (cm)	75°-105°	75°-105°
Długość podudzia (cm)	14-38	14-38
Długość z podnóżkiem (cm)	60,5-66,5	67-73

Maksymalna waga użytkownika (kg)	75
Minimalna waga wózka (kg)*	10
Tylne koło średnica	20"/22"/24"

* W zależności od wybranych opcji

DETALE:



Tapicerka z napiętością pasami*
kod 735



Boczek aktywny
kod 100



Rączki z regulacją wysokości*
kod 502



Sztanga*
kod 138



Podłokietniki*
kod 24



Kółka antywywrotne*
kod 728



Adapter podnóżka
kod 317

* Opcja



Ośłona na koła*
Przykładowa osłona, więcej na
www.meyra.pl



Hamulec
kod 98

EIO

nr katalogowy 06-2005

**CECHY:**

- wyściełany zagłówek,
- obustronna stabilizacja bioder i pleców,
- regulacja kąta oparcia od 25° do 75°,
- podnózek i rączka do pchania z regulacją kąta,
- 5-cio punktowe pasy stabilizujące z zapięciem na piersi i miękkimi nakładkami na ramiona,
- zdejmowany daszek z okienkiem i kieszenią,
- wyjątkowo duże bezdętowe koła (23/28 cm) zapewniające łatwe manewrowanie i prowadzenie,
- obrotowe kółka przednie z blokadą jazdy na wprost przydatną, przy jeździe po nierównym podłożu,
- łatwy w obsłudze hamulec kół tylnych,
- ultralekka rama aluminiowa,
- siatka na drobiazgi,
- praktyczne kieszenie boczne.

OPCJE:

- możliwość montażu siedzisk anatomicznych lub profilowanych,
- osłona przeciwdeszczowa,
- barierka zabezpieczająca,
- śpiwór.

Szerokość siedziska (cm)	35
Głębokość siedziska (cm)	30
Wysokość oparcia (cm)	61
Wymiary po rozłożeniu szer./głęb./wys. (cm)	61/117/114
Wymiary po złożeniu szer./głęb./wys. (cm)	61/94/45,7

Maksymalna waga użytkownika (kg)	40
Średnica kół przednie/tylne (cm)	23/28

DETALE:



Rączka z regulacją



Małe wymiary po złożeniu



Siatka na zakupy

Barierka zabezpieczająca*
kod 062323

Praktyczna kieszeń

Możliwość dopasowania
z siedziskiem profilowanymMożliwość dopasowania
z siedziskiem anatomicznymŚpiwór*
kod 062226Osłona przeciwdeszczowa*
kod 094656

* Opcja

JOGGER

nr katalogowy 62000000



CECHY:

- 3 koła pneumatyczne 30 cm,
- blokowane i osłonięte koło przednie,
- hamulec tarczowy przedniego koła,
- praktyczna amortyzacja kół tylnych,
- hamulec postojowy nożny,
- regulacja kąta oparcia pleców,
- zdejmowany daszek z okienkiem,
- 5-cio punktowe pasy stabilizujące z zapięciem na piersi i miękkimi nakładkami na ramiona,
- rączka z regulacją wysokości,
- koła łatwe do demontażu na czas transportu,
- ultralekka rama aluminiowa,
- dwustronna tapicerka siedziska (lato-zima).

OPCJE:

- możliwość montażu siedzisk anatomicznych lub profilowanych,
- zagłówek,
- siatka na zakupy,
- osłona przeciwdeszczowa,
- śpiwór.

Szerokość siedziska (cm)	35
Głębokość siedziska (cm)	30
Wysokość oparcia (cm)	61
Kąt oparcia	100-140°
Wymiary po rozłożeniu szer./głęb./wys. (cm)	66/110/107
Wymiary po złożeniu szer./głęb./wys. (cm)	53/110/83

Maksymalna waga użytkownika (kg)	50
Średnica kół (cm)	30

DETALE:



Amortyzator kół tylnych



Koła przednie z hamulcem tarczowym



Hamulec tylnych kół

Osłona przeciwdeszczowa*
kod 094656

Rączka z regulacją kąta

Siatka na zakupy*
kod 62010000Możliwość dopasowania
siedziska profilowanegoMożliwość dopasowania
siedziska anatomicznegoZagłówek*
kod 62020000

Małe wymiary po złożeniu



Odchylane siedzisko

Śpiwór*
kod 062226

* Opcja

SIEDZISKA SPECIAL TOMATO



Siedziska specjalistyczne firmy SPECIAL TOMATO są miłe w kontakcie z ciałem oraz gwarantują zarówno wysoki komfort, jak i trwałość, co jest niezwykle ważne przy częstym z nich korzystaniu. Specjalna pianka, z której wykonane są siedziska, wytrzymuje duże obciążenia, nie pęka i posiada właściwości bakteriostatyczne.

Z racji swoich nieprzeciętnych właściwości materiał ten stał się kluczowym do produkcji wszystkich sprzętów pomocniczych firmy SPECIAL TOMATO.

Do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni można używać ogólnie dostępnych środków chemicznych, co jest ważne na zajęciach rehabilitacyjnych, w przedszkolach lub szkołach integracyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- bez lateksu,
- gładka, niemechająca się i nienasiąkająca powierzchnia,
- odpowiednio miękki, elastyczny i niepękający materiał,
- właściwości bakteriostatyczne,
- czyszczenie ogólnodostępnymi środkami chemicznymi,
- można zamontować w wózkach JOGGER i EIO,
- bezpieczny montaż na standardowych krzesłach domowych np. na czas posiłku.

SIEDZISKO ANATOMICZNE CZĘŚĆ PLECOWA

rozmiar	nr kat.	nr kat.	nr kat.	wymiary wewnętrzne		wymiary zewnętrzne		waga (kg)
	czekoladowy	lila	wiśniowy	szer. (cm)	wys. (cm)	szer. (cm)	wys. (cm)	
1	72050105	72050102	72050101	19	25	27	25	0,5
2	72050205	72050202	72050201	22	37	31	34	0,5
3	72050305	72050302	72050301	25	37	34	37	0,6

SIEDZISKO ANATOMICZNE CZĘŚĆ BIODROWA

rozmiar	nr kat.	nr kat.	nr kat.	wymiary wewnętrzne			wymiary zewnętrzne		waga (kg)
	czekoladowy	lila	wiśniowy	szer. (cm)	głęb. (cm)	wys. (cm)	szer. (cm)	głęb. (cm)	
1	72040105	72040102	72040101	20	20	9	28	27	0,5
2	72040205	72040202	72040201	25	25	10	32	32	0,9
3	72040305	72040302	72040301	31	31	11,5	39	39	1,3



Siedzisko profilowane
błękit



Siedzisko profilowane
brąz



Podstawa do siedziska
profilowanego



Podstawa do siedziska
profilowanego na kółkach

SIEDZISKO PROFILOWANE, WYMIARY

Rozmiar	1	2	3	4	5
Wiek użytkownika (lata)	1-3	3-6	6-9	9-14	13+
Waga użytkownika (kg)	9-18	13-27	18-36	22-50	40-90
Wzrost użytkownika (cm)	75-100	87-120	100-140	125-162	135-185
Szerokość siedziska (cm)	20	25	30	35	40
Głębokość siedziska (cm)	17,5	23,5	28,5	33,5	40
Wysokość oparcia (cm)	52,5	65	72,5	82,5	97,5
Szerokość siedziska całk. (cm)	30	35	40	45	50
Głębokość siedziska całk. (cm)	30	35	40	47,5	52,5
Wysokość oparcia całk. (cm)	62,5	72,5	85	95	110
Waga siedziska (kg)	2,7	4,5	5,9	7,25	8,6

NUMERY KATALOGOWE

Siedzisko brąz, pas 5 punktowy beż	DK77010105	DK77010205	DK77010305	DK77010405	DK77010505
Siedzisko brąz, pas 5 punktowy lila	DK77020105	DK77020205	DK77020305	DK77020405	DK77020505
Siedzisko błękit, pas 5 punktowy beż	DK77010104	DK77010204	DK77010304	DK77010404	DK77010504
Siedzisko błękit, pas 5 punktowy lila	DK77020104	DK77020204	DK77020304	DK77020404	DK77020504
Podstawa do siedziska profilowanego	78000105	78000105	78000105		
Podstawa do siedziska profilowanego na kółkach	77200100	77200100	77200100	77200200	77200200

MEYRA® WÓZKI
ELEKTRYCZNE



CLOU

nr katalogowy 9.500

**CECHY:**

- wózek elektryczny składany krzyżakowo,
- prędkość 6 km/h,
- koła przednie 200x50,
- koła tylne 12",
- tapicerka tekstylna,
- boczek z osłoną z plexi oraz regulowanym na wysokość podłokietnikiem,
- zdejmowane i odchylane podnóżki.

OPCJE:

- regulacja kąta oparcia,
- różnorodność końcówek joysticka (katalog strona 66),
- tapicerka oparcia z regulacją napiętości pasami,
- oświetlenie,
- pas bezpieczeństwa,
- zagłówki.

Szerokość siedziska (cm)	38-50/43-55
Głębokość siedziska (cm)*	43
Wysokość oparcia (cm)	40 (bez poduszki)
Długość podudzia (cm)*	36-50
Wysokość podłokietników (cm)	19-30
Wysokość siedziska przód (cm)	51
Długość z podnóżkiem*/bez podnóżka (cm)	110/79
Szerokość min./maks. (cm)	59/70
Wysokość bez zagłówka (cm)	91
Wymiary po złożeniu długość/wysokość min. (cm)	79/91

* Ze standardowym podnóżkiem

** W zależności od wybranych opcji i wymiarów wózka

*** W warunkach testowych: 6km/h, bateria 38Ah (5godz), 45 Ah (20h)

Maksymalna waga użytkownika (kg)	120
Minimalna waga wózka (kg)**	66
Zasięg (km)***	maks. 30
Koło przednie (cm)	20x5
Koło tylne (cm)	32x6
Maksymalna wysokość przeszkody (cm)	6
Promień skrętu (cm)	100
Prędkość (km/h)	6
Moc silnika (W)	2x180
Dopuszczalne nachylenie zjazdu	12%

DETALE:



Oparcie tapicerka
standardowa
kod 737



Oparcie tapicerka
z napiętością pasami*
kod 736



Oparcie z regulacją kąta*
kod 26



Boczek
kod 106



Podnózek
kod 93/805



Podnózek*
kod 92/805



Oświetlenie*
kod 932

* Opcja



Pas bezpieczeństwa*
kod 833



Uchwyt na kule i laski*
kod 970

ICHAIR MC2

nr katalogowy 1.611



CECHY:

- wózek pokojowy z tylną amortyzacją na sprężynach,
- prędkość 6 km/h,
- tapicerka tekstylna,
- koła przednie 9", tylne 12,5" z felgą aluminiową,
- akumulatory żelowe 50Ah,
- oświetlenie,
- boczek z osłoną ubrania oraz regulowanym na wysokość podłokietnikiem,
- zdejmowane i odchylane podnóżki,
- ręczna regulacja kąta oparcia i siedziska.

OPCJE:

- mocniejsze akumulatory 73Ah,
- prędkość 10 km/h,
- elektryczna regulacja kąta podnóżków, siedziska i oparcia,
- anatomiczne siedziska,
- różnorodność końcówek joysticka (katalog strona 66),
- rozbudowana elektronika R-NET z wyświetlaczem LCD,
- pas bezpieczeństwa,
- zagłówek,
- stolik terapeutyczny,
- dodatkowe sterowanie dla opiekuna.

Szerokość siedziska (cm)	38-65
Głębokość siedziska (cm)*	40-56/40-56/50/48-53
Wysokość oparcia (cm)*	45-50/53-57/64/64
Długość podudzia (cm)*	28-43/35-50/35-50/35-50
Wysokość podłokietników (kod 106) (cm)*	24-35/18-29/14-25/18-29
Wysokość siedziska przód (cm)*	44-53/51-60/56-65/59-68
Długość z podnóżkiem/bez podnóżka (cm)	113/83
Wymiary po złożeniu długość/min. wysokość (cm)	83/57
Zasięg (km)**	maks. 40

* Siedzisko pasowe/ErgoSeat/ErgoStar/RECARO; przy kącie nachylenia siedziska 4°

** W warunkach testowych: 6/10 km/h, bateria 73 Ah (20 godz)

*** Bez zagłówka i podłokietników

Maksymalna waga użytkownika (kg)	160
Dopuszczalne nachylenie zjazdu	15%
Koło przednie (cm)	26x7/23x7
Koło tylne (cm)	35,6x7,5/32x6
Maksymalna wysokość przeszkody (cm)	6
Promień skrętu (cm)	84
Prędkość (km/h)	6/10
Moc silnika (W)	2x220, 2x300
Waga wózka (kg)***	100
Maksymalny ciężar bagażu (kg)	10

ICHAIR MC3

nr katalogowy 1.612



Wózek z niestandardowym siedziskiem RECARO

Szerokość siedziska (cm)*	38-65
Głębokość siedziska (cm)*	40-56/40-56/50/48-53
Wysokość oparcia (cm)*	45-50/53-57/64/64
Długość podudzia (cm)*	28-43/35-50/35-50/35-50
Wysokość podłokietników (cm)*	24-35/18-29/14-25/18-29
Wysokość siedziska przód (cm)*	46-52/53-59/58-64/61-67
Długość z podnóżkiem / bez podnóżka (cm)	117/87
Długość po złożeniu (cm)	87
Min. wysokość po złożeniu (cm)	59
Waga wózka (kg)**	108

* Siedzisko pasowe/ErgoSeat/ErgoStar/RECARO

** Bez zagłówka i podłokietników

*** W warunkach testowych: 6/10 km/h, bateria 73Ah (20 godz.)

CECHY:

- wózek elektryczny terenowo-pokojowy,
- prędkość 6 km/h,
- akumulatory żelowe 50 Ah,
- tapicerka tekstylna,
- odchylane i zdejmowane podnóżki,
- podwójna amortyzacja sprężynowa z regulacją,
- boczek z osłoną ubrania i regulowanym na wysokość podłokietnikiem,
- koła przednie 10", tylne 14"; z felgą aluminiową,
- oświetlenie,
- ręczna regulacja kąta siedziska i oparcia.

OPCJE:

- mocniejsze akumulatory 73Ah,
- prędkość 10 km/h,
- elektryczna regulacja kąta podnóżków, siedziska i oparcia,
- anatomiczne siedziska,
- różnorodność końcówek joysticka (katalog strona 66),
- rozbudowana elektronika R-NET z wyświetlaczem LCD,
- pas bezpieczeństwa,
- zagłówki,
- stolik terapeutyczny,
- dodatkowe sterowanie dla opiekuna,
- elektryczna regulacja wysokości siedziska (winda).

Maksymalna waga użytkownika (kg)	160
Dopuszczalne nachylenie zjazdu	15%
Koło przednie (cm)	26x7
Koło tylne (cm)	35,6x7,5
Maksymalna wysokość przeszkody (cm)	6
Promień skrętu (cm)	90
Prędkość (km/h)	6/10
Moc silnika (W)	2x220, 2x300
Zakres (km)***	Maks. 40/35
Maksymalny ciężar bagażu (kg)	10

ICHAIR XXL

nr katalogowy 1.614



CECHY:

- wózek pokojowy z tylną amortyzacją na sprężynach,
- prędkość 6 km/h,
- siedzisko profilowane ErgoSeat,
- koła przednie 9", tylne 12,5" z felgą aluminiową,
- akumulatory żelowe 73 Ah,
- oświetlenie,
- boczek z osłoną ubrania oraz regulowanym na wysokość podłokietnikiem,
- zdejmowane i odchylane podnóżki,
- ręczna regulacja kąta oparcia i siedziska.

OPCJE:

- prędkość 10 km/h,
- elektryczna regulacja kąta podnóżków, siedziska i oparcia,
- różnorodność końcówek joysticka,
- rozbudowana elektronika R-NET z wyświetlaczem LCD,
- pas bezpieczeństwa,
- zagłówki,
- stolik terapeutyczny.

Szerokość siedziska (cm)*	53-70
Głębokość siedziska (cm)*	43-60
Wysokość oparcia (cm)*	53-57
Długość podudzia (cm)*	37-51
Wysokość podłokietników (cm)	17-28
Wysokość siedziska przód (z/bez poduszki) (cm)*	53-63/46-56
Długość z podnóżkiem (cm)	115
Długość bez podnóżka (cm)	85
Wymiary po złożeniu długość/min. wysokość (cm)	65
Waga wózka (kg)**	130

* Siedzisko ErgoSeat

** Bez zagłówka i podłokietników

*** W warunkach testowych: 6/10 km/h, bateria 73 Ah (20godz)

Maksymalna waga użytkownika (kg)	160-200
Dopuszczalne nachylenie zjazdu	15%
Koło przednie (cm)	26x7
Koło tylne (cm)	35,6x7,5
Maksymalna wysokość przeszkody (cm)	6
Promień skrętu (cm)	95
Prędkość (km/h)	6/10
Moc silnika (W)	2x300/2x350
Zasięg (km)***	maks. 35
Maksymalny ciężar bagażu (kg)	10

ZESTAW OPCJI ICHAIR



Winda (tylko MC3)*
kod 27



Regulacja kąta siedziska*
kod 118



Siedzisko standardowe
kod 738/737/287



Siedzisko Ergoseat*
kod 948/619/949/236



Siedzisko Ergostar*
kod 2961/24



Zaglówek*
kod 913



Boczek standardowy
kod 106



Boczek*
kod 21



**Podnóżek z regulacją
kątową***
kod 86/808



Panel sterujący R-NET*
kod 702/416/678



Odchylanie joysticka*
kod 4860



Uchwyt na kule*
kod 970

* Opcja

OPTIMUS 2

nr katalogowy 3.322



* Wózek z niestandardowym siedziskiem ErgoSeat

Szerokość siedziska (cm)	38-56
Głębokość siedziska (cm)*	50/42-53/48-53
Wysokość siedziska przód (cm)	61/58/65
Długość podudzia (cm)*	38-52/41-55/42-56
Wysokość podłokietników (cm)*	19-25/22-28/23-29
Wysokość oparcia przód (bez poduszki) (cm)*	64/55/64
Długość z podnóżkiem/bez podnóżka (cm)	116/103
Szerokość wózka (cm)	68
Wysokość bez zagłówka (cm)*	117/105/113
Wymiary po złożeniu długość/min. wysokość (cm)*	134,116,126/72,76,80

* Siedzisko: ErgoStar/ErgoSeat/RECARO

** Dla wersji 6/10/15 km/h, w warunkach testowych bateria 97Ah (20h)

*** Bez zagłówka i podłokietników

CECHY:

- wózek elektryczny terenowy z przednim napędem,
- prędkość 6 i 10 km/h,
- komfortowy fotel profilowany,
- płynna regulacja kąta oparcia do pozycji leżącej,
- regulacja skokowa kąta siedziska,
- akumulatory żelowe 79 Ah,
- pełna amortyzacja,
- oświetlenie,
- koła z ogumieniem bieżnikowanym i aluminiową felgą,
- podłokietniki odchylane i z regulacją kąta i wysokości,
- odchylane i zdejmowane podnóżki.

OPCJE:

- prędkość 15 km/h,
- akumulatory żelowe 125 Ah,
- różnorodność siedzisk anatomicznych,
- duży wybór końcówek joysticka (katalog strona 66),
- elektryczna regulacja kąta oparcia i siedziska,
- dodatkowe sterowanie dla opiekuna,
- pas bezpieczeństwa,
- zagłówki,
- stolik terapeutyczny,
- boczki z osłoną ubrania,
- rozbudowana elektronika z wyświetlaczem LCD.

Maksymalna waga użytkownika (kg)**	150/150/120
Dopuszczalne nachylenie zjazdu	18%
Koło przednie (cm)/Koło tylne (cm)	36x12/32x100
Maksymalna wysokość przeszkody (cm)	11
Promień skrętu (cm)	120
Prędkość (km/h)	6/10 /15
Moc silnika (W)	950
Waga wózka (kg)***	150
Maksymalny ciężar bagażu (kg)	10
Zasięg (km)**	70/60/50

DETALE:

Siedzisko ErgoSeat*
kod 948, 619, 949, 254



Siedzisko RECARO*
kod 580



Siedzisko standardowe
kod 961/24



Panel sterujący R-NET
kod 702/415



Panel sterujący R-NET*
kod 702/416



Odchylanie joysticka*
kod 836



Uchwyt na kule*
kod 970



Bagażnik rurkowy*
kod 994



Boczek*
kod 106

* Opcja

KOŃCÓWKI JOYSTICKA



kod 553




kod 556



kod 734



kod 4589



kod 4590



kod 4591



kod 4593



kod 4594



kod 4595

CITYLINER 410+

nr katalogowy 1.364



CECHY:

- wózek elektryczny drogowy typu skuter,
- prędkość 6 km/h,
- lusterka,
- koszyk na zakupy,
- regulacja głębokości i wysokości siedziska,
- siedzisko komfortowe, obrotowe z zagłówkiem,
- regulacja kąta oparcia,
- panel sterowania ze wskaźnikami diodowymi,
- stalowe zderzaki przednie i tylne zintegrowane z ramą wózka,
- regulacja pozycji kolumny kierowniczej,
- regulowane na wysokość i kątowno podłokietniki,
- pas bezpieczeństwa.

OPCJE:

- uchwyt na kule,
- dodatkowy koszyk na drobiazgi,

Dostępne również:

- Cityliner 412 nr katalogowy 2.364
- Cityliner 415 nr katalogowy 2.664

Długość (cm)	130
Szerokość (cm)	63 cm
Wysokość siedziska (cm)	45-52,5
Głębokość siedziska (cm)	43
Szerokość siedziska (cm)	45-66
Wysokość oparcia (cm)	45
Wysokość do transportu (ze złożoną kolumną sterującą i bez siedzenia) (cm)	68

Koło przednie (cm)	26
Wysokość między podłożem a podwoziem (cm)	10
Maksymalna wysokość przeszkody (cm)	10
Promień obrotu 360° (m)	1,5
Zasięg (km)	35
Moc silnika ciągła/ szczytowa (W)	400/1600
Prędkość (km/h)	6

NEMO

nr katalogowy 1.595

**CECHY:**

- wózek elektryczny pokojowo-terenowy,
- prędkość 6 km/h,
- oświetlenie,
- profilowane siedzisko,
- zabezpieczający pas piersiowy,
- elektryczna regulacja kąta oparcia,
- płynna opcja przejścia z funkcji: SIEDZENIE – LEŻENIE – PIONIZACJA,
- podłokietnik,
- rozbudowana elektronika z wyświetlaczem LCD,
- akumulatory żelowe,
- podnóżek z elektryczną regulacją kąta i długości podudzia.

OPCJE:

- sterowanie dla opiekuna,
- szeroka gama pelot i elementów stabilizujących,
- różnorodność końcówek joysticka,
- stolik terapeutyczny.

Szerokość siedziska (cm)	32-54
Głębokość siedziska (cm)	43-55
Wysokość siedziska (cm)	56-86
Kąt nachylenia siedziska i oparcia	25°
Wysokość oparcia (cm)	58
Kąt odchylenia oparcia	90°-150°
Długość podudzia (cm)	28-45
Wysokość podłokietników (cm)	20-23,5
Długość z podnóżkiem (cm)	120
Szerokość wózka (cm)	66

* Przy 6 km/h

Wysokość bez zagłówka (cm)	113
Maksymalna waga użytkownika (kg)	100
Minimalna waga wózka (kg)	185
Wymiary po złożeniu długość/szerokość/wysokość (cm)	95/66/105
Koło przemie/koło tylne (cm)	35,6x8,4/23x7
Zasięg (km)*	35
Prędkość (km/h)	6
Maksymalna wysokość przeszkody (cm)	7
Promień obrotu (cm)	70
Maksymalny ciężar bagażu (kg)	10

OPCJE:

**Wersja wózka w pozycji
pionizacji**
kod 4934



Wersja wózka z windą
kod 4939



**Wersja wózka w pozycji
leżącej**
kod 4948



Boczek
kod 83



Podnóżek
kod 4949



Podnóżek
kod 4935/4936



Panel sterujący
kod 702/416



Siedzisko
kod 604/603



Sterowanie brodą
kod 565

MEYRA® **PRODUKTY**
POMOCNICZE





ŚPIWÓR SLIP-ON WARMER

nr katalogowy **3075902**

- bardzo dobrze dopasowany kształt, dzięki któremu uzyskujemy wysoki komfort siedzenia,
- anatomicznie wyprofilowany obszar na nogi i stopy,
- materiał zewnętrzny wodoodporny,
- możliwość prania chemicznego lub w temperaturze 30°,
- wewnętrzna warstwa ze sztucznego futra,
- zamek błyskawiczny w kształcie litery U,
- bardzo lekki,
- dwie taśmy mocujące śpiwór do wózka.



PASY ODWODZĄCE NOGI

- zastępuje klin,
- możliwość dopasowania do pacjenta,
- możliwość montażu przy szerokości siedziska od 38 cm,
- zabezpiecza przed wysunięciem pacjenta z wózka.



KAMIZELKA STABILIZUJĄCA

- wspomaga utrzymanie poprawnej postawy ciała,
- możliwość dopasowania do pacjenta,
- wykonana z materiału przyjaznego dla skóry.



PAS BEZPIECZEŃSTWA BIODROWY

- szerokość 5 cm
- możliwość dopasowania do pacjenta,
- zapinanie na wytrzymały zatrzask.



PAS BEZPIECZEŃSTWA CZTEROPUNKTOWY

- szerokość 5 cm
- szeroki zakres regulacji,
- wspomaga utrzymanie poprawnej postawy,
- zapinany na wytrzymały zatrzask.



PAS PIERSIOWY ZABEZPIELAJĄCY PRZED WYPADNIĘCIEM

- zabezpiecza pacjenta przed wypadnięciem z wózka na wysokości klatki piersiowej,
- regulacja obwodu za pomocą pasa na rzepy.



DESKA DO PRZESIADANIA SIĘ

nr katalogowy **936**

- pomocna przy samodzielnym przesiadaniu się na wózek,
- specjalne wycięcia umożliwiają stabilny montaż deski przy kole wózka ręcznego,
- maksymalna waga użytkownika 120 kg,
- wymiary 70 cm x 25 cm.



Do wózków Format, Budget

PLECAK

nr katalogowy **962**

- liczne, funkcjonalne przegródki,
- dostępny w wersji do wózków ręcznych i aktywnych.



Do pozostałych wózków

RAMPY



CECHY:


- 9 perforowanych ramp aluminiowych,
- wysoka jakość wykonania,
- ergonomiczne uchwyty w jaskrawym kolorze,
- z blokadą złożenia na czas transportu,
- składane lub rozsuwane teleskopowo,
- sprzedaż w parach,
- uchwyty transportowe przetestowane przez TÜV.

Numer katalogowy	Nazwa	Rodzaj	Długość (cm)	Waga - sztuka (kg)	Maksymalne obciążenie - para (kg)
36 76 402	ALR-01	1-częściowa	116	3,1	400
35 76 412	ALR-02	2-częściowa T*	200	5,8	300
35 76 422	ALR-03	3-częściowa T*	200	6,4	300
35 76 432	ALR-04	3-częściowa T*	290	8,2	250
35 76 442	ALR-05	1-częściowa	55	1,4	400
35 76 452	ALR-06	2-częściowa S**	110	3,6	400
35 76 462	ALR-07	2-częściowa S**	150	4,5	300
35 76 472	ALR-08	2-częściowa S**	200	6,4	300
35 76 473	ALR-09	3-częściowa TS***	300	8,5	250


* T: teleskopowa

** S: składana

*** TS: teleskopowa, składana

DETALE:

Antypoślizgowe krawędzie
oparcia



Trwała perforacja otworowa
gwarantująca przyczepność
w każdych warunkach



Wytrzymałe zawiasy
- rampa składana



Praktyczne uchwyty
transportowe



Rampa jednoczęściowa



Rampa teleskopowa,
składana



Zabezpieczenie
transportowe



Zaokrąglone ścianki
boczne



Płynna regulacja ramp
teleskopowych

CAPRI



PODNOŚNIK WANNOWY

nr katalogowy 3013622

- czas ładowania tylko 1 godzina dzięki akumulatorom litowo-jonowo-manganowym umieszczonym w lekkim pilocie sterującym,
- łatwy montaż i demontaż na 5 części bez dodatkowych narzędzi,
- zdejmowane części elektryczne ułatwiają czyszczenie,
- stabilne siedzenie dzięki dobrze wyprofilowanej powierzchni,
- powierzchnia siedziska z tworzywa zapobiegającego ześlizgowi,
- zastosowane tworzywo z jonami srebra ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości i działa antybakteryjnie,
- dostępne jako opcja niebieskie nakładki bakteriostatyczne, antypoślizgowe,
- kolor: biały.

Długość całkowita (cm)	72,1
Ciężar całkowity (kg)	12,9
Szerokość siedziska bez kłapek bocznych (cm)	37,5
Szerokość siedziska z kłapkami bocznymi (cm)	70,5
Wysokość oparcia (cm)	67,5
Szerokość oparcia (cm)	35
Minimalna wysokość siedzenia od podłoża (cm)	7,2
Maksymalna wysokość siedzenia od podłoża (cm)	42
Największe nachylenie oparcia	40°
Maksymalne obciążenie (kg)	130
Ciężar oparcia (kg)	5,9
Ciężar siedziska (kg)	4,4
Ciężar podstawy (kg)	2,2
Ciężar pilota sterującego (kg)	0,4

LUNA - NAKŁADKA OBROTOWA DO PODNOŚNIKA CAPRI

nr katalogowy **291360061**

- ułatwia umieszczenie pacjenta na siedzisku podnośnika poprzez jego obrócenie,
- antypoślizgowa powierzchnia nakładki,
- wysoki komfort użytkowania,
- kolor: niebieski.

Średnica	32 cm
Wysokość	2,2 cm
Maksymalne obciążenie	130 kg




VIA - NAKŁADKA OBROTOWO-PRZESUWANA DO PODNOŚNIKA CAPRI

nr katalogowy **291360062**

- możliwość umieszczenia pacjenta poprzez jego obrócenie i przesunięcie z brzegu wanny na środek siedziska podnośnika,
- dopasowuje się do kształtu siedziska,
- antypoślizgowa powierzchnia nakładki zabezpieczenia przed ślizganiem się nakładki po siedzisku podnośnika.

Średnica	32 cm
Wysokość	2,2 cm
Maksymalne obciążenie	130 kg
Długość	41,5 cm





PÓŁKA WANNOWA DUBASTAR

nr katalogowy **3012902** - 69 cm

nr katalogowy **3012912** - 74 cm

- perforowana i delikatnie profilowana powierzchnia części siedziska,
- regulowane zabezpieczenia mocujące, dopasowane do szerokości wewnętrznej wanny,
- dostępna w dwóch wymiarach,
- powierzchnia z odpływami wody,
- uchwyt ułatwiający wsiadanie i zsiadanie z półki,
- kolor: biały.

Szerokość/głębokość	29/69 cm lub 29/74 cm
Min. szerokość wanny	48 cm
Waga	2,1/2,4 kg
Maksymalne obciążenie	130 kg



STOŁEK PRYSZNICOWY Z PODŁOKIETNIKAMI I WYCIĘCIEM DUBASTAR

nr katalogowy **3013702**

- z wycięciem higienicznym,
- z podłokietnikami,
- 4 położenia regulacji wysokości,
- kolor: biały.

Szer./głęb./wys.	53/44/65-72 cm
Wysokość siedziska	46-53 cm
Waga	2,5 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg



STOŁEK PRYSZNICOWY Z OPARCIEM DUBASTAR

nr katalogowy **3013712**

- z wycięciem higienicznym,
- z podłokietnikami,
- 4 położenia regulacji wysokości,
- kolor: biały.

Szer./głęb./wys.	53/53/82-89 cm
Wysokość siedziska	46-53 cm
Waga	3,4 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg



SIEDZISKO WANNOWE OBROTOWE DUBASTAR

nr katalogowy **3013762**

- z wycięciem higienicznym,
- samoczynna blokada co 90°,
- oparcie pleców,
- stabilne podłokietniki,
- ułatwia pracę personelu pielęgniarского.

Szer./głęb./wys.	71-89/57/55 cm
Minimalna szerokość wanny	50 cm
Wymiary siedziska	40 x 40 cm
Waga	6,5 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg



STOŁEK PRYSZNICOWY MOCOWANY DO ŚCIANY Z WYCIĘCIEM DUBASTAR

nr katalogowy **3013732**

- z wycięciem higienicznym,
- składane siedzisko,
- 4 położenia regulacji wysokości,
- bez śrub montażowych,
- kolor: biały.

Wysokość siedziska	46-53 cm
Szerokość/głębokość	47,5/48,5 cm
Głębokość po złożeniu	11,5 cm
Waga	2,5 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg



STOŁEK PRYSZNICOWY MOBALUX

nr katalogowy **3013912**

- w wersji z krótkimi nóżkami może służyć jako pomoc do wejścia do wanny,
- wkręcane nogi,
- łatwy demontaż do transportu,
- możliwość montażu podłokietników i oparcia pleców,
- kolor biały siedziska/nogi polerowane aluminium.

Wysokość siedziska	50 cm
Szerokość siedziska	39 cm
Głębokość siedziska	39 cm
Wymiary siedziska	45 x 45 cm
Waga	2,3 kg
Maksymalne obciążenie	130 kg



STOŁEK PRYSZNICOWY TELESKOPOWY MOBALUX

nr katalogowy **3013952**

- nogi teleskopowe - możliwość regulacji wysokości siedziska,
- wkręcane nogi z aluminium,
- łatwy demontaż do transportu,
- możliwość montażu podłokietników i oparcia,
- kolor: biały / polerowane aluminium.

Wysokość siedziska	46-53 cm
Szerokość siedziska	39 cm
Głębokość siedziska	39 cm
Wymiary siedziska	45 x 45 cm
Waga	2,6 kg
Maksymalne obciążenie	130 kg



OPARCIE MOBALUX

nr katalogowy **3013932**

- łatwy montaż,
- do wykorzystania ze stołkiem MOBALUX (3013912 oraz 3013952).

Wysokość oparcia	39 cm
Waga	około 0,9 kg



PODŁOKIETNIKI MOBALUX

nr katalogowy **3013922**

- łatwy montaż,
- do montażu przy stołku MOBALUX (3013912 oraz 3013952).

Wysokość podłokietników	17 cm
Szerokość z podłokietnikami	50 cm
Waga	około 0,6 kg



SIEDZISKO WANNOWE Z WYCIĘCIEM DUBASTAR

nr katalogowy **3013742**

- bez oparcia,
- z wycięciem higienicznym,
- szerokość regulowana do wanny,
- kolor: biały.

Szerokość/głębokość	71-89/40 cm
Minimalna szerokość wanny	48 cm
Wymiary siedziska	40 x 40 cm
Ciężar	2,5 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg



SIEDZISKO WANNOWE OBROTOWE 360° MOBALUX

nr katalogowy **8013031**

- ergonomiczne siedzisko,
- blokuje się samoczynnie co 90°,
- ułatwia siadanie,
- ułatwia pracę personelu pielęgniarstwa.

Szer./głęb./wys.	72,5/54/55 cm
Wymiary siedziska	45 x 40 cm
Odległość między podłokietnikami	48 cm
Waga	8 kg
Maksymalne obciążenie	100 kg



NAKŁADKA TOALETOWA TRILETT 2

nr katalogowy **3011492**

- anatomiczne siedzisko zintegrowane z pokrywą,
- łatwa 3-stopniowa regulacja wysokości,
- podłokietniki ze stabilnego tworzywa odchylane i zdejmowalne,
- łatwa do czyszczenia,
- prosty montaż,
- pasuje do większości muszli toaletowych,
- kolor: biały.

Szer./głęb./wys.(wraz z podłokietnikami)	57/52/53 cm
Podwyższenie	8/11/14 cm
Wysokość podłokietnika	20 cm
Wymiary otworu	21 x 26 cm
Maksymalne obciążenie	130 kg



NAKŁADKA TOALETOWA MOLETT

nr katalogowy **3011532 - z pokrywą**

nr katalogowy **3011522 - bez pokrywy**

- dostępna w dwóch wersjach: z i bez pokrywy,
- podwyższenie siedziska o 10 cm,
- anatomiczne siedzisko z wycięciem higienicznym,
- bardzo łatwa w montażu,
- wykonana z łatwego do czyszczenia tworzywa,
- kolor: biały.

Szerokość	38 cm bez mocowania
Głębokość	43 cm
Wysokość	10 cm
Wymiary otworu	21x 27 cm
Ciężar	1,0/1,3 kg
Maksymalne obciążenie	150 kg



NAKŁADKA TOALETOWA

nr katalogowy **8451245**

- wykonana z miękkiego materiału,
- doskonały montaż dzięki powiększonemu kołnierzowi,
- specjalny kształt dla utrzymania higieny intymnej,
- kolor: biały.

Szerokość/ głębokość	41/42 cm
Podwyższenie siedziska	11 cm
Szerokość otworu	21,5 cm
Głębokość otworu	26 cm
Waga	1,2 około
Maksymalne obciążenie	100 kg



PODPÓRKA MOBILUS PREMIUM

nr katalogowy **3063002**

- prosta w użytkowaniu,
- wysokiej jakości lekka budowa,
- funkcjonalne uchwyty,
- solidna konstrukcja (testowana przez Niemieckie Stowarzyszenie Inspekcji Technicznej),
- posiada hamulec postojowy,
- dostępna w kolorach: srebrny, czarno-brązowy.

Szerokość	57 cm
Szerokość siedziska pomiędzy uchwytyami	43 cm
Głębokość	65 cm
Wysokość rączek	79-92 cm
Wysokość siedziska	62 cm
Szerokość po złożeniu	23 cm
Wymiary po złożeniu	27x59x85 cm
Średnica kół	20 cm
Waga	7,3 kg
Maksymalne obciążenie	150 kg



PODPÓRKA IDEAL

nr katalogowy **3061982**

- dostępny z tacką i koszykiem w zestawie,
- doskonały do użytkowania zarówno w domu jak i na zewnątrz,
- bardzo stabilny,
- posiada hamulec postojowy,
- ogumienie z PU,
- możliwość regulacji wysokości rączek,
- wytrzymałe siedzisko,
- zabezpieczenie przed ewentualnym złożeniem podpórki,
- wytrzymała dźwignia hamulca,
- niezwykle poręczny i niewielkich rozmiarów po złożeniu.

Szerokość	59 cm
Głębokość	57 cm
Wysokość rączek	76-97 cm
Szerokość siedziska	39 cm
Wysokość siedziska	62 cm
Wymiary po złożeniu	27x59x85 cm
Waga z koszykiem i tacką	11,9 kg
Waga bez koszyka i tacki	10,6 kg
Maksymalne obciążenie	130 kg

SITO



PODNOŚNIKI I PIOZATORY SITO

CECHY:

- łączy w sobie funkcje podnośnika i pionizatora w jednym urządzeniu (opcja),
- posiada elektrycznie sterowalne funkcje podnoszące i/ lub pionizujące,
- posiada regulację manualną szerokości ramion jezdnych na czas podnoszenia-opuszczania,
- możliwość ręcznej obsługi podnośnika (w przypadku rozładowania akumulatorów),
- mechaniczne opuszczanie awaryjne,
- szybkie i bez użycia narzędzi montowanie elementów podnośnika lub pionizatora,
- łatwy demontaż części wyposażenia,
- możliwość domówienia poszczególnych elementów,
- wykonany ze stali lakierowanej proszkowo.

Wysokość podniesienia* (cm)	min. 44 max. 177
Całkowita wysokość (cm)	207
Długość ramy (cm)	123
Zewnętrzna szerokość (cm)	63,5
Szerokość z rozłożoną ramą (cm)	92
Wysokość ramion jezdnych (cm)	11
Baterie	2x12V, 7,2Ah
Ładowalne baterie ołowiowo żelowe	24 V, 4A
Klasa ochronności	IPX4

* (od wspornika, bez pasa)

Średnica przednich kółek	7,5 cm x 2
Średnica tylnych kółek	7,5 cm x 2 z możliwością zablokowania
Waga podnośnika	42,5 kg
Waga pionizatora	49 kg
Waga ramienia podnoszącego	6,5 kg
Waga ramienia pionowego	5 kg
Waga podnóżka i ochraniaczy	7 kg
Waga baterii	6 kg
Maksymalne obciążenie	160 kg

SITO



PODNOŚNIK Z ALTERNATYWNĄ FUNKCJĄ PIONIZATORA BEZ SIEDZISKA W ZESTAWIE

nr katalogowy **8013115**

- urządzenie podnoszące pozwala na wygodne podnoszenie osób w pozycji półsiedzącej zarówno z pozycji leżącej (np. z łóżka czy nawet na podłodze) jak i siedzącej (np. z wózka, z krzesła),
- wspomaga personel medyczny, opiekunów w wielu trudnych sytuacjach, jednocześnie chroniąc kręgosłup i plecy chorego.

PIONIZATOR SITO BEZ PASA W ZESTAWIE

nr katalogowy **8013118**



- pozwala przy podniesieniu pacjenta do pozycji stojącej,
- wspiera personel medyczny, opiekunów w codziennych czynnościach przy pacjencie,
- zapewnia bezpieczeństwo również podczas przemieszczania urządzenia z pacjentem w pozycji stojącej,
- pozwala pacjentowi wstać bez obciążania pleców,
- ułatwia zmianę ubrania np. do korzystania z toalety czy zmianę pieluchy itd.,
- pomaga w ćwiczeniach rehabilitacyjnych pobudzających krążenie oraz wzmacniających mięśnie i kości.

PIONIZATOR Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM

nr katalogowy **801314147**

Wyposażenie zawiera:

- ramię podnośnika,
- ramię pionizatora z pełnym wyposażeniem,
- siedzisko podnośnika,
- pas do pionizatora.

RAMIĘ PIONIZATORA SITO Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM – RAMIĘ I PLATFORMA DO STANIA I STABILIZATOR PODUDZI

nr katalogowy **8013119**



- bardzo łatwa zmiana funkcji podnośnika na pionizator i odwrotnie bez użycia narzędzi,
- dostępne w wersjach: (8013121) uniwersalne na nylonu głównie do transportu lub z siatki PCV (8013120) do pomieszczeń mokrych i kąpiele. Krój oraz materiał zostały tak dobrane, by móc optymalnie dopasować siedzisko do potrzeb pacjenta,
- łatwe do zakładania i zdejmowania oraz do zawieszania na ramieniu podnośnika.

SITO



SIEDZISKO PASOWE SITO

nr katalogowy **8013149**

- wykonane z nylonu,
- zalecane dla osób samodzielnie korzystających z podnośnika.



SIEDZISKO PODNOŚNIKA SITO

nr katalogowy **80131221** - nylonowy do transportu

nr katalogowy **80131220** - z siatki PCV do pomieszczeń mokrych i kąpeli

- z siatki PCV do pomieszczeń mokrych i kąpeli,
- możliwość dopasowania materiału i kształtu do pacjenta,
- łatwe wejście i wyjście,
- zapewnia wygodną, pionową pozycję siedzącą.



SIEDZISKO Z PODPARCIEM GŁOWY

nr katalogowy **8013150**

- wykonane z nylonu z użyciem głównie do transportu,
- posiada usztywnione oparcie dla lepszej stabilizacji kręgosłupa,
- łatwy montaż i demontaż,
- umożliwia przyjęcie wygodnej odchylonej pozycji.



PAS PACHOWO-PIERSIOWY DO PIONIZATORA SITO

nr katalogowy **8013122**

- możliwość indywidualnego dopasowania pasa do pacjenta,
- bardzo łatwy montaż na ramieniu pionizatora,
- zapewnia bezpieczeństwo również podczas transportu pionizowanego pacjenta.



POMOC DO ZAKŁADANIA RAJSTOP

nr katalogowy **3030072**

- ułatwia zakładanie rajstop o różnych długościach i z różnego materiału.



UCHWYT HANDY GRIP

nr katalogowy **8013053 - 66 cm**

nr katalogowy **8013054 - 81 cm**

- specjalna dźwignia poruszana palcem ułatwia pewne chwytanie przedmiotów,
- posiada magnes,
- prosty w obsłudze.

Długość rączki	10 cm
Waga podnoszonego przedmiotu	2 kg



UCHWYT „POMOCNA DŁOŃ”

nr katalogowy **3072042 - długość 40 cm, kolor szary**

nr katalogowy **3072052 - długość 50 cm, kolor żółty**

nr katalogowy **3072072 - długość 70 cm, kolor czerwony**

nr katalogowy **3070132 - długość 80 cm, kolor niebieski**

nr katalogowy **3072082 - długość 100 cm, kolor czarny**

- służy pomocą osobom o słabym chwycie dłoni i z problemami ze schylaniem się,
- dobrze dopasowany uchwyt pomaga bezpiecznie i pewnie chwycić przedmiot.

Długość rączki	10 cm
Waga podnoszonego przedmiotu	2 kg

MEYRA®
Poruszamy ludzi

Dystrybutor | mdh Sp. z o.o. | ul. ks. W. Tymienieckiego 22/24 | 90-349 Łódź



www.mdh.pl
www.meyra.pl