



Сравнение технических параметров детских кресел-колясок VCG0C (Umbrella) и VCG0E (Junior Plus)

Параметр	VCG0C (Umbrella) (размер 1)	VCG0C (Umbrella) (размер 2)	VCG0C (Umbrella) (размер 3)	VCG0E (Junior Plus) (размер 2)	VCG0E (Junior Plus) (размер 3)
Фото коляски					
Варианты расцветок колясок					
Допустимый (с одеждой) вес пользователя	30 кг (+/- 10%)	50 кг (+/- 10%)	75 кг (+/- 10%)	40 кг (+/- 10%)	75 кг (+/- 10%)
Максимальный рост пользователя	120 см	140 см	170 см	130 см	165 см
Ширина коляски	54 см (+/- 3%)	58 см (+/- 3%)	62 см (+/- 3%)	60 см (+/- 3%)	60 см (+/- 3%)
Длина коляски	89 см (+/- 2%)	112 см (+/- 2%)	121 см (+/- 2%)	120 см (+/- 2%)	135 см (+/- 2%)
Высота коляски	113 см (+/- 2%)	116 см (+/- 2%)	125 см (+/- 2%)	120 см (+/- 2%)	135 см (+/- 2%)
Размеры коляски в сложенном состоянии с колёсами (ДхШхВ)	123x41x44 см (+/- 2%)	119x43x40 см (+/- 2%)	125x43x57 см (+/- 2%)	95x57x37 см (+/- 2%)	118x60x40 см (+/- 2%)
Ширина сиденья	29 см (+/- 5%), возможность регулировки ширины сидения подушечками	35 см (+/- 5%), возможность регулировки ширины сидения подушечками	36 см (+/- 5%), возможность регулировки ширины сидения подушечками	23-36 см	29 -43 см
Глубина сиденья	27 см (+/- 5%). Возможна регулировка глубины сидения в 4х положениях, с шагом по 2 см, в диапазоне 6 см	30 см (+/- 5%). Возможна регулировка глубины сидения в 4х положениях, с шагом по 2 см, в диапазоне 6 см	40 см (+/- 5%). Возможна регулировка глубины сидения в 4х положениях, с шагом по 2 см, в диапазоне 6 см.	23-35 см	33-44 см
Высота спинки	53 см (+/- 5%)	51 см (+/- 5%)	72 см (+/- 5%)	47 -55 см	55 см (+25%) до 70 см
Высота сидения от пола	50 см	50 см	50 см	55 -64 см	53 -62 см

Диаметр передних колёс	18 см (+/- 2%)	18 см (+/- 2%)	18 см (+/- 2%)	22 см (+/- 1%)	17 см (+/- 1%)
Диаметр задних колёс	22 см (+/- 2%)	22 см (+/- 2%)	25 см (+/- 2%)	27 см (+/- 1%)	25 см (+/- 1%)
Масса коляски (нетто)	15,6 кг (+/- 5%)	16,3 кг (+/- 5%)	21,8 кг (+/- 5%)	23,6 кг (+/- 5%)	28,5 кг (+/- 5%)
Подножка	подножка для ног с 5-ступенчатой регулировкой высоты (каждые 25 мм), с ремнями для ног и голеностопными ремнями от 19 см до 29 см	подножка для ног с 6-ступенчатой регулировкой высоты (каждые 25 мм), с ремнями для ног и голеностопными ремнями от 21,5 см до 34 см	подножка для ног с 7-ступенчатой регулировкой высоты (каждые 25 мм), с ремнями для ног и голеностопными ремнями от 27,5 см до 40 см	подножка для ног с 5-ступенчатой регулировкой высоты (каждые 25 мм), с ремнями для ног и голеностопными ремнями от 22,5 см до 32,5 см	подножка для ног с 7-ступенчатой регулировкой высоты (каждые 25 мм), с ремнями для ног и голеностопными ремнями от 27,5 см до 45 см
Подлокотники	нет	нет	нет	Регулировка 18-23 см	Регулировка 21-27 см.
Тип колёс	Литые или пневматические, задние сдвоенные, передние одинарные	Литые или пневматические, задние сдвоенные, передние одинарные	Литые или пневматические, задние одинарные, передние одинарные	Литые или пневматические одинарные	Литые или пневматические одинарные
Быстросъёмные колёса/вилки	Быстросъёмные задние колёса	Быстросъёмные задние колёса	Быстросъёмные задние колёса	Быстросъёмные передние вилки колёс, быстросъёмные задние колёса.	Быстросъёмные задние колёса
Угол наклона подножки	От 0 до 90 градусов	От 0 до 90 градусов	От 0 до 90 градусов	От 0 до 90 градусов	От 0 до 90 градусов
Диапазон регулировки высоты подголовника	регулируемый по высоте в диапазоне 8 см.	регулируемый по высоте в диапазоне 8 см.	регулируемый по высоте в диапазоне 12 см.	регулируемый по высоте в диапазоне 5 см.	регулируемый по высоте в диапазоне 5 см.
Угол наклона спинки	Регулировка угла наклона от вертикальной оси от 20 до 60 градусов	Регулировка угла наклона от вертикальной оси от 20 до 60 градусов	Регулировка угла наклона от вертикальной оси от 20 до 60 градусов	Регулировка угла наклона в 4 положениях, в диапазоне от 10 до 60 градусов.	Регулировка угла наклона в 6 положениях в диапазоне от 5 до 75 градусов.
Угол наклона сидения	нет	нет	Регулировка в 3х положениях	Регулировка от -5 до +25 градусов	Регулировка от -5 до +25 градусов
Одновременная регулировка спинки и сидения	нет	нет	нет	Коляска оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки.	Коляска оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки.

Нагрузка корзины для мелких вещей	1 кг (+/- 10%)	1 кг (+/- 10%)	1 кг (+/- 10%)	1 кг (+/- 10%)	1 кг (+/- 10%)
Комплектация	<p>барьер, подголовник, клин-абдуктор, капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей и смотровым окошком. корзина для вещей, дождевик, утепленная накидка на ноги, пятиточечный ремень безопасности, поясничный валик регулируемый по высоте, 2 боковые съемные, подушечки на сидение, 2 боковые съемные подушечки на спинку, подстаканник</p> <p>столлик (оплачивается дополнительно) зонтик (оплачивается дополнительно)</p>	<p>барьер, подголовник, клин-абдуктор, капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей и смотровым окошком. корзина для вещей, дождевик, утепленная накидка на ноги, пятиточечный ремень безопасности, поясничный валик, регулируемый по высоте, 2 боковые съемные, подушечки на сидение, 2 боковые съемные подушечки на спинку, подстаканник</p> <p>столлик (оплачивается дополнительно) зонтик (оплачивается дополнительно)</p>	<p>барьер, подголовник, клин-абдуктор, капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей и смотровым окошком. корзина для вещей, дождевик, утепленная накидка на ноги, пятиточечный ремень безопасности, поясничный валик, регулируемый по высоте, 2 боковые съемные, подушечки на сидение, 2 боковые съемные подушечки на спинку, подстаканник</p> <p>столлик (оплачивается дополнительно) зонтик (оплачивается дополнительно)</p>	<p>барьер, подголовник, подлокотники, клин-абдуктор, капор-капюшон защитный, со смотровым окошком. корзина для вещей, дождевик, утепленная накидка на ноги, подстаканник, пятиточечный ремень безопасности, поясничный валик, регулируемый по высоте, 2 боковые съемные подушечки на сидение, 2 боковые съемные подушечки на спинку, столлик</p> <p>зонтик (оплачивается дополнительно)</p>	<p>барьер, подголовник, подлокотники, клин-абдуктор, капор-капюшон защитный, со смотровым окошком. корзина для вещей, дождевик, утепленная накидка на ноги, подстаканник, пятиточечный ремень безопасности, поясничный валик, регулируемый по высоте, 2 боковые съемные подушечки на сидение, 2 боковые съемные подушечки на спинку, столлик,</p> <p>зонтик (оплачивается дополнительно)</p>