





ФОТО				
Комплектация коляски	<b>Optimus 2 Standart</b>	<b>Optimus 2 Medium</b>	<b>Optimus 2 RS</b>	<b>Optimus 2 Elite</b>
Тип сидения	Ergostar (кожзам)	Ergoseet (кожзам)	Ergoseet (текстиль)	Recaro (текстиль)
Максимальная скорость , км/ч	10	10	15	15
Ширина сидения (см)	50	43(38-50)/48(48-53)	43(38-50)/48(48-53)	49-56
Глубина сидения (см)	50	42 - 53	42 - 53	46 - 51
Высота спинки (см)	64	53-57	53-57	64
Высота подножки от края сидения (см)	38 - 52	41 - 55	41 - 55	42 - 56
Высота подлокотников (см)	19-25, откидные	22-28, съёмные	22-28, съёмные	23-29, съёмные
Высота сидения спереди (см)	61	58	58	65
Угол наклона спинки механический	да	да	нет	нет
Угол наклона спинки электрорегулировка	нет	нет	да	да
Угол наклона сидения механический	да	да	нет	нет
Угол наклона сидения электрорегулировка	нет	нет	да	да
Угол наклона подножки механический	нет (возможность заказа доп опции)	нет (возможность заказа доп опции)	нет	нет
Угол наклона подножки электрорегулировка	нет	нет	да	да
Подголовник, съёмный	нет	нет	да	да
Размеры передних приводных колёс (см)	36 x 12	36 x 12	36 x 12	36 x 12
Размеры задних колёс (см)	32 x 10	32 x 10	32 x 10	32 x 10

Максимальная высота препятствия (см)	11	11	11	11
Максимальный угол подъёма (%)	18	18	18	18
Мощность двигателя (Вт)	950	950	950	950
Вес коляски (кг)	150	150	150	150
Максимальный вес пользователя (кг)	150	150	150	120
Максимальная дальность пробега (км)	50-60	50-60	50-60	50-60
Багажник	да	да	да	да
Активное освещение (фары, поворотники)	да	да	да	да
USB порт	нет	нет	да	да
Приставной столик	нет	нет	нет	да
Розничная цена (на 23.09.21)	599 000 р.	649 000 р.	799 000 р.	999 000 р.

Возможность изготовления по индивидуальным потребностям.

Альтернативное управление- управлени подбородком, управление сопровождающим.

ООО "Майра РУ" т. 8(495)301-44-75 [info@meyra.ru](mailto:info@meyra.ru)